

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



D012 пластинки для микробиологического анализа на TSA/Malt

С двойным агаром для определения общего количества бактерий, дрожжей и плесени.



- Широкий ассортимент направляющих, наилучшим образом подходящих для конкретной ситуации
- Большая площадь поверхности 11,5 см² для высокой чувствительности
- Эффективная площадь контакта 10 см² для легкого расчета при испытании поверхности.
- Средства массовой информации, произведенные в соответствии с ISO 11133

Номер заказа: 56B010010

Надежно классифицировать и оценивать риски

Дисплейды указывают на присутствие микроорганизмов не только в воде, но и на поверхностях, предлагая полуколичественный метод измерения. В большинстве случаев микробиологические риски могут быть надежно классифицированы и оценены таким образом, чтобы можно было немедленно инициировать контрмеры, особенно в рамках программ мониторинга и контроля, соответствующих стандартам и руководствам. Например, они могут быть использованы в контексте гигиены градирни в соответствии с VDI 2047 для соответствия 42-му BlmSchV, чтобы обнаружить биологическое загрязнение на ранней стадии и предотвратить потенциальную остановку установки.

Универсальный во всех важных приложениях

Наши дисплейды предлагают ценную помощь в мониторинге роста микроорганизмов везде, где потенциал может превышать 100 (10²) организмов в одном миллилитре жидкости образца. К ним относятся, в частности, промышленная вода, промышленные жидкости, пищевая промышленность, стоматологическая практика, пивоваренные заводы, гигиена окружающей среды, кожевенная промышленность, топливо, молочная промышленность, бассейны и спа-центры, а также косметика.

Гибкая производительность

Гибкие лопасти и приподнятый профиль агара позволяют пользователю тестировать как поверхности, так и жидкости. Для поддержки оценки и документирования предоставляется специальное приложение.

Долговечность и правильное использование

Срок годности дисплейдов составляет 9 месяцев с момента производства. Если на носителе обнаружен микробиологический рост, даже если он не использовался, его следует уничтожить. Избыток воды в нижней части заслонки указывает на слишком высокую температуру хранения. <https://www.lovibond.com/ru/PW/Water-Testing/Продукция/Микробиология/Пластинки-для-микробиологического-анализа> Инкубатор для щупов Lovibond® доступен для правильной инкубации при постоянной температуре.

<https://www.lovibond.com/ru/PW/Water-Testing/Продукция/Программное-обеспечение/Программное-приложение-Dipslide-Comparator> Программное приложение Dipslide Comparator

Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судостроение | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

D012 пластинки для микробиологического анализа на TSA/Malt

Этот дипслайд с одним агаром для определения общего количества бактерий является правильным выбором, если вы ищете простоту подсчета. Добавка TTC в питательный агар окрашивает колонии в красный цвет и облегчает оценку. Дипслайд соответствует стандартам HSG274 часть 1 и VDI 2047.

Аксессуары

| Заголовок | Номер заказа |
|--|--------------|
| Программное приложение Dipslide Comparator | |
| Инкубатор для пластинок DI 10 | 56B000701 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies