

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Pooltester Chlor LR/pH im Karton

Die schnellen Analyse-Helfer am Pool



- Einfache Handhabung
- RAPID Tabletten lösen sich schnell auf
- Höchste Genauigkeit

Bestell-Nr.: 151613

#### Hohe Messgenauigkeit

Ergebnisse werden mit hoher Messgenauigkeit abgebildet. Sie haben schnell Gewissheit und können ggf. gegensteuern.

#### Intuitiv

Selbsterklärend ist die Bedienung des Testers. Und wenn Sie doch mal unsicher sind: Ein Blick auf die Verpackung und die intuitiv verständliche Anleitung genügt zur Beseitigung der Unklarheiten.

#### Ergonomisch

Der ergonomisch optimierte Deckel sorgt für einen sicheren Griff.

#### Industrie

Schwimmbad privat

#### Applikation

Beckenwasserkontrolle | Desinfektionsmittelkontrolle | Katastrophenmanagement | Kühlwasser | Lebensmittel und Getränke | Trinkwasseraufbereitung

#### Pooltester Chlor LR/pH im Karton

Ein Schritt in eine nachhaltige Zukunft: Der Pooltester CI LR, pH ist ab sofort in einer recycelbaren Verpackung erhältlich.

Der Pooltester ermöglicht die gleichzeitige Messung von Chlorgehalt und pH-Wert: Poolwasser einfüllen, Rapid Tabletten zugeben und den Farbumschlag mit der Skala vergleichen. So kann jeder Poolbesitzer ganz einfach den Überblick über die Wasserpflege seines Pools behalten.

#### Messbereich

Test Name	Messbereich
Chlor	0,1 - 3,0 mg/L Cl <sub>2</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH

# Lieferumfang

- Pooltester
- Reagenztabletten für je 20 Analysen
- Bedienungsanleitung

## **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
verkauf@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Deutschland

## **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Vereinigtes Königreich

## **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

## **Tintometer Brasilien**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasilien

## **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

## **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Indien

## **Tintometer Spanien**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanien