

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Pooltester Chlore LR/pH en carton

The fast assistants for Pool Testing



- Easy to use
- RAPID tablets fast dissolving
- Highest accuracy

Code: 151613

#### High measuring accuracy

Results are shown with high measurement accuracy. They have a certainty and can counteract if necessary.

#### Intuitive

Self-explanatory is the operation of the tester. And if you are ever unsure: A look at the packaging and the intuitively understandable instructions are sufficient to eliminate the ambiguity.

#### Ergo mixed

The ergonomically optimized lid ensures a secure grip.

#### Industrie

Piscines domestiques

#### Applications

Aliments et boissons | Contrôle de la désinfection | Contrôle de l'eau de la piscine | Eau de refroidissement | Gestion des catastrophes | Traitement de l'eau potable

#### Pooltester Chlore LR/pH en carton

Un pas vers un avenir durable : le Pooltester CI LR, pH est désormais disponible dans un emballage recyclable.

Le Pooltester permet de mesurer simultanément la teneur en chlore et le pH : remplir l'eau de la piscine, ajouter les pastilles Rapid et comparer le changement de couleur avec l'échelle graduée. Ainsi, chaque propriétaire de piscine peut facilement garder une vue d'ensemble sur l'entretien de l'eau de sa piscine.

#### Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Chlore	0.1 - 3.0 mg/L Cl <sub>2</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH

# Contenu de livraison

- Pooltester
- Tablet reagents for 20 tests
- Instruction manual

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne