

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Water Safety Kit Microbiology

Équipement de test microbiologique mobile pour les situations exigeantes



Vous avez besoin de certitude et de fiabilité pour les résultats des tests dans les situations d'urgence ou dans l'arrière-pays, dans les endroits où il n'y a pas de laboratoires. Le Water Safety Kit Microbiology contient tout l'équipement nécessaire à la réalisation de l'analyse microbiologique de l'eau potable. Grâce à la fonction de chauffage et de refroidissement de l'incubateur DI 20, vous pouvez tester différentes sortes de bactéries. Vous pouvez effectuer la filtration avec un équipement stérilisable comprenant un échantillonneur, un flacon filtrant et une pompe à vide sur place - l'équipement de stérilisation n'est pas inclus. Un sac à dos est disponible en option pour ce kit afin de faciliter le transport.

- Test des coliformes et des bactéries E. coli selon les normes de l'OMS
- DI 20 avec chauffage et refroidissement en standard
- Le sac à dos est disponible en option

Code: 56K681254

### Industrie

Autres industries | NGO

### Applications

Traitement de l'eau potable

### Water Safety Kit Microbiology

Prenez dans une main tout ce dont vous avez besoin pour l'analyse chimique de la qualité de l'eau potable. Ce Water Safety Kit est le plus petit de la série, portable dans un boîtier robuste et étanche avec 200 réactifs pour chaque paramètre, permettant de nombreuses mesures pour son faible encombrement.

Il est facile à utiliser même par des opérateurs non professionnels grâce à des instructions illustrées simples.

### User

Organisations à but non lucratif (ONG) | Recherche et développement médical | Instituts, universités, écoles | Organisation mondiale de la santé (OMS)

### Fiche technique

**Dimensions** 487 x 229 x 386 mm

**Poids avec emballage** 14.75 kg

## Contenu de livraison

- Crayon marqueur
- 2.5" Écope avec corde
- Flacon filtre, 500 ml
- Pincettes
- Pompe, 35 ml de course
- 5 Récipient universel et cuillère, 30 ml
- DB 513 Tube agitateur avec couvercle, 100 ml
- 150 Filtres EZ Pack
- 5 Pipette jetable, 1.5 ml (EDT222)
- DI 20 Incubateur
- 200 Tampons et distributeur de milieux
- Incubateur Batterie plomb/acide
- Dispositif de filtration
- 50 Boîte de Pétri pour l'incubateur DI 20
- Set de plomb IEC C13, (3 pin
- Membrane Bouillon de Sulfate de Laurier, 40 g
- Instruction manual pour le Water Safety Kit Microbiology
- Instruction manual for DI 20 Incubator
- Case

## Accessoires

Titre	Code
Kit de câbles d'alimentation	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Flacons	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Tube en plastique, gradué 100 ml, avec couvercle	385130
Boîtes de Pétri, 10 pc.	400855
Sac à dos pour les Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Bécher gradué	56A018501
Filtration à membrane	56A023801
Pincette	56A604201
Filtration à membrane	56B000710
D004 TTC/MAC Dipslices (MacConkey)	56B010410
D005 TTC/Dipslices chromogéniques	56B010510
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne