

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Kit di fosfati

Determinazione del fosfato in basse concentrazioni



- Alta sensibilità
- Massima precisione
- Facile da usare
- Design moderno

N. ordine: 157800

Elevata sensibilità

Con una profondità dello strato di 9 cm, il kit di analisi visiva è particolarmente sensibile e fornisce risultati di misura affidabili nell'intervallo da 0 a 1000 ppb (= 0 - 1,0 mg/L PO₄).

Eccellente rapporto prezzo/prestazioni

Il Test Kit si distingue per un eccellente rapporto prezzo/prestazioni ed è particolarmente facile da usare.

Industria

Manutenzione piscine | Piscina privata

Applicazione

Controllo acqua in vasca

Kit di fosfati

Conoscete il problema delle "alghe nella piscina"? Vuol dire che probabilmente la concentrazione di fosfato nell'acqua è troppo alta. Le alghe si sviluppano da una concentrazione superiore a 200 µg/l di PO₄. L'uso di leganti fosfati contrasta questo fenomeno. Si raccomanda un monitoraggio regolare dei livelli di fosfati per prevenire la crescita delle alghe.

Con il kit Lovibond® PHOSPHAT TEST KIT abbiamo la soluzione giusta per voi!

Campo di misura

| Test Name | Campo di misura |
|-----------|-----------------|
| Fosfato | 0 - 1000 ppb |

Fornitura

- Carta colorimetrica
- Asta di agitazione, lunghezza 13 cm
- Cuvette con tappo
- 30 Pastiglie di fosfato n. 1
- 30 Pastiglie di fosfato n. 2
- Istruzioni per l'uso

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna