

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



PD 250 Set 1 - vrij chloor

Nauwkeurige en reproduceerbare dosering van het reagens in poedervorm



- Bepaling van het chloorgehalte volgens ISO 7393-2:2017 (vrij + totaal)
- 250 tests
- 5 jaar houdbaarheid op het reagens (bij verzegelde ampul)
- Eenvoudige bediening

Bestelnr.: 194900

Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

PD 250 Set 1 - vrij chloor

De poederdispenser is het ideale instrument voor de gecontroleerde dosering van poederreagentia voor de chloorbepaling. De exacte hoeveelheid reagens die nodig is voor een monster van 10 ml valt bij elke poederuitbarsting uit de dispenser. De poederdispenser is daarom een alternatief voor de beproefde Powder Packs. De PD 250 kan veel tijd besparen, vooral bij serieonderzoeken, terwijl tegelijkertijd verpakkingsafval wordt voorkomen.

Het reagens zit in verzegelde glazen ampullen. Eén vulling is voldoende voor 250 tests. De verzegeling maakt een houdbaarheid tot 5 jaar mogelijk. Een open ampul moet echter binnen 6 maanden worden gebruikt. De ampullen zijn zeer eenvoudig en snel te verwisselen. Het ergonomische ontwerp van de dispenser maakt ook een grondige reiniging mogelijk.

Leveromvang

- 1 poederdispenser "Vrij chloor"
- 1 reagensampul "Vrij chloor"
- 1 afdichtingshuls
- Gebruiksaanwijzing

Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.
Chloor vrij, 10 ml	530140
VARIO Chloor vrij, 10 ml	530145
Chloor vrij + totaal, 10 ml	530160
VARIO Chloor vrij + totaal, 10 ml	530165