

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Water Safety Kit Basic

Complete test kit for emergency response



Don't wait for solutions in disasters or difficult environments - simply react. With the Lovibond® Water Safety Kit Basic you take everything with you to manage each testing challenge and provide safe potable water. The kit combines microbiological and simple chemical methods of analysis.

Perform microbiological membrane filtration and apply chemical test equipment directly on-site - rapidly & with reliable results.

Its compact design and the optional backpack ensures your mobility in each environment and situation. The Heating and cooling function of the incubator allows you test different sorts of bacteria. Be sure that you don't need any further test kit or test equipment to control the most important parameters you need for safe potable water quality.

- Emergency response kit: Manage each testing challenge
- Portable basic test equipment: Microbiological & chemical analysis in one kit
- Incubator with heating and cooling as standard
- Safe & simple testing according to WHO standards

Ürün No: 56K681250

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Halka Açık Havuz | Sivil-Toplum Kuruluşları | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Uygulama

Afet Yönetimi | Dezenfeksiyon Kontrol | İçme Suyu Arıtma | Soğutma-Suları | Yiyecek ve İçecek

Water Safety Kit Basic

Whether disaster or monitoring in difficult environments: You need mobile testing equipment for portable water in each situation. the Water Safety Kit Basic accompanies you with the complete test methods for the most important parameters of both microbiological and physiochemical analysis.

Profit from the advantages of rugged, waterproof cases with compact design and easy to use content.

User

Non Profit Organizations (NGO's) | Medical research and development | Institutes, Universities, Schools | World Health Organization (WHO)

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Aerobik bakteri (TVC)/E.Coli, koliformlar	
Aerobik bakteriler (TVC)/ koliformlar	
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂
Conductivity	0 - 20 mS/cm
pH	6.8 - 8.2 pH
Turbidity	30 - 400 NTU

Teknik Veri

Boyutlar	487 x 229 x 386 mm
Ambalajlı Ağırlık	16 kg

Teslimat Kapsam Metni

- DI 20 Incubator
- Incubator battery
- 50 Petri dish for DI 20 incubator
- SD 70 Conductivity Meter
- Marker pen
- 2.5 " Bailer with rope
- Filter flask, 500 ml
- Tweezer
- Pump (35 ml)
- Universal container and spoon, 30 ml
- DB 513 Shaker tube with lid, 100 ml
- 150 EZ Pack filters
- Pipette disposable 1.5 ml (EDT222)
- Turbidity Tube
- KS16 1413 µS Conductivity standard solution (65 ml)
- 200 Media pads and dispenser
- Filtration device
- Lead set IEC C13 (3 pin)
- Membrane Lauryl Sulphate Broth (40 g)
- Chlorine-pH Tester
- 250 DPD No.1 Photometer tablet reagents
- 250 DPD No.3 Evo Photometer tablet reagents
- 250 Phenol Red Photometer tablet reagents
- Instruction manual for Water Safety Kit Basic
- Instruction manual for DI 20 Incubator
- Case

Aksesuarlar

Başlık	Ürün No
Güç kablosu seti	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Şişeler	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Plastik kap, 100 ml derecelendirmeli, kapaklı	385130
Petri kapları, 10 adet.	400855
Bulanıklık testi 5-500 JTU	56A010801
Su Güvenlik Kitleri için sırt çantası	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Ölçü kabı	56A018501
Diyaframlı filtreleme	56A023801
Cımbız	56A604201
Turbidity tube (one piece) - 30-400 NTU	56A607101
Diyaframlı filtreleme	56B000710
D004 TTC/MAC daldırma kızakları (Macconkey)	56B010410
D005 TTC/Kromojenik daldırma kızakları	56B010510
KS16-1413US standart iletkenlik çözeltisi	56L001665
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya