

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Pooltester Multipooltester 5 en 1 dans un boîtier en plastique, Alkalinité-m, Dureté calcique, Chlore, Acide cyanurique, pH

Les assistants rapides pour l'analyse des piscines



- Facile à manipuler
- Design futuriste
- Les pastilles RAPID se dissolvent rapidement
- Exactitude maximum

Code: 151900

Compact

Le multi-testeur de piscine 5-en-1 réunit les cinq paramètres les plus importants dans un kit d'analyse, facilitant énormément le travail de l'utilisateur.

Immédiatement prêt à l'emploi

Grâce aux accessoires inclus dans la livraison, vous pouvez immédiatement utiliser le multi-testeur de piscine. **Sont inclus dans la livraison** : Différentes pastilles de réactif, deux récipients d'échantillon de 30 ml et 100 ml, un agitateur, une brosse et un mode d'emploi en plusieurs langues.

Industrie

Piscines domestiques | Services autour des piscines

Applications

Contrôle de l'eau de la piscine | Gestion des catastrophes

Pooltester Multipooltester 5 en 1 dans un boîtier en plastique, Alkalinité-m, Dureté calcique, Chlore, Acide cyanurique, pH

Les paramètres les plus importants sous les yeux. Résultats fiables et manipulation confortable. L'outil parfait du propriétaire de piscine privée : Notre multi-testeur de piscine 5-en-1.

Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Acide cyanurique	20 - 200 mg/L CyA
Alcalinité-m	20 mg/L CaCO ₃
Chlore	0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂
Dureté calcique	20 - 800 mg/L CaCO ₃
pH	6.8 - 8.2 pH

Contenu de livraison

- Testeur de piscine chlore - pH LR présenté dans une boîte plastique solide
- Bécher de mesure acide cyanurique
- Récipient en plastique avec couvercle (100 ml)
- Récipient en plastique avec couvercle (30 ml)
- Brosse de nettoyage
- Agitateur
- 20 pastilles de réactif de chaque type, DPD N° 1 Rapid, DPD N° 3 Rapid, phénol rouge Rapid
- 10 pastilles de réactif de chaque type, test CyA, test Alc, test CAL
- Mode d'emploi

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne