

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Pooltester 水质测量仪活性氧 pH，盒装

The fast assistants for Pool Testing



- 易于处理
- 未来主义的设计
- RAPID 片剂迅速溶解
- 最高精度

货号: 151605

高测量精度

测量结果显示精度高。
它们可以迅速得出结果，必要时可以采取应对措施。

直观

该测试仪的操作简单易懂。如果您不是很确定：
查看包装和直观易懂的说明书，就足以消除疑虑。

人体工学设计

根据人体工学进行优化的盖子确保安全接触。

行业

家庭泳池 | 泳池服务

应用

泳池水质控制

Pooltester 水质测量仪活性氧 pH，盒装

Pooltester 水质测量仪允许同时测量水处理剂和 pH 值。

测量范围

Test Name	测量范围
pH	6.8 - 8.2 pH
活性氧	0 - 10 mg/L O ₂

标准配置文本

- Pooltester 水质测量仪在坚固的塑料盒中保存
- 试剂片分别用于 20 次分析
- 操作说明