

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## 5 合 1

The fast assistants for Pool Testing



- 易于处理
- 未来主义的设计
- RAPID 片剂迅速溶解
- 最高精度

货号: 151900

### 紧凑

5 合 1 多参数水质测试仪 Multipooltester 将五个最重要的参数组合在一个测试套件中，从而使用户的工作更轻松。

### 立即准备就绪

由于随附的配件，您可以立即使用多参数水质测试仪 Multipooltester。包括：不同的试剂片、两个各 30 ml 和 100 ml 的试验容器、一个搅拌棒、一个刷子和多语言说明书。

### 行业

家庭泳池 | 泳池服务

### 应用

泳池水质控制 | 自然灾害管理

### 5 合 1

最重要的参数一览无余。可靠的结果和舒适的操作。私人泳池所有者的理想良伴：我们的 5 合 1 多参数水质测试仪 Multipooltester。

### 测量范围

Test Name	测量范围
pH	6.8 - 8.2 pH
氯	0.1 - 3.0 mg/L Cl <sub>2</sub>
氰尿酸	20 - 200 mg/L CyA
碱度米	20 mg/L CaCO <sub>3</sub>
钙硬度	20 - 800 mg/L CaCO <sub>3</sub>

## 标准配置文本

- Pooltester 水质测量仪氯 - pH LR 在坚固的塑料盒中保存
- 氰尿酸量杯
- 带盖塑料容器 (100 ml)
- 带盖塑料容器 (30 ml)
- 清洁刷
- 搅拌棒
- 各 20 个试剂片 DPD 编号1 个 Rapid , DPD 编号3 个 Rapid , 酚红 Rapid
- 各 10 个试剂片 CyA 测试 , Alk 测试 , CAL 测试
- 操作说明

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙