

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Pooltester 水质测量仪双胍类 (PHMB)/过氧化氢 (H₂O₂)/pH ，盒装

The fast assistants for Pool Testing



- 易于处理
- 未来主义的设计
- RAPID 片剂迅速溶解
- 最高精度

货号: 156100

高测量精度

测量结果显示精度高。
它们可以迅速得出结果，必要时可以采取应对措施。

直观

该测试仪的操作简单易懂。如果您不是很确定：
查看包装和直观易懂的说明书，就足以消除疑虑。

人体工学设计

根据人体工学进行优化的盖子确保安全接触。

行业

家庭泳池 | 泳池服务

应用

泳池水质控制

Pooltester 水质测量仪双胍类 (PHMB)/过氧化氢 (H₂O₂)/pH ，盒装

Pooltester 水质测量仪允许同时测量水处理剂和 pH 值。

测量范围

Test Name	测量范围
pH	6.8 - 8.2 pH
PHMB	10 - 100 mg/L PHMB
过氧化氢	5 - 50 mg/L H ₂ O ₂

标准配置文本

- Pooltester 水质测量仪在坚固的塑料盒中保存
- 试剂片分别用于 20 次分析
- 操作说明

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙