

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



Цветность по шкале Гарднера 8

Номер заказа: 134220



Reference liquid standards are assigned a nominal value and Lovibond Tintometer always endeavours to match this value as closely as possible. On occasion, it may not be possible to match the requested value exactly. The value achieved and the expected performance tolerances will, of course, always be reported.

Цветность по шкале Гарднера 8

Бутылка 500 мл, сертифицирована согласно ISO/IEC 17025, срок годности 12 месяцев.

Возможность полного отслеживания согласно признанным международным стандартам

Каждая бутылка поставляется с полным комплектом сертификатов, включая паспорт безопасности.