

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



Comparador de colofónia

Rosin Scale, 3-Field Visual Measurement



- Sistema de medição compacto e visual para medição de uma escala
- Independente: Contém tudo para fazer medição a escala
- Operação simples, precisão rápida &
- Vista de 3 campos para uma precisão ótima

Artigo No: 345060

Determinação precisa da cor da colofónia das Lojas Navais dos EUA

A AF 650 contém 15 padrões de vidro que representam a escala por um par de vidros.

Determinação rápida de valores de cor

Para resultados rápidos, é possível comparar a cor da amostra diretamente com os valores de cor.

Precisão de cor otimizada facilmente atingida

A vantagem da visão de 3 campos é a observação simultânea da amostra e dois vidros consecutivos na escala de cores. Isso torna mais fácil e rápido para obter a combinação de cores ideal.

Facilita as configurações de nível de tolerância

O padrão de vidro pode ser definido para as duas cores de delimitação para uma rápida estimativa da cor dentro de limites de cores predeterminados. Isso facilita a verificação se a amostra está dentro da tolerância.

Garantia de condições de iluminação constantes

A lâmpada de halogénio de tungsténio no dispositivo é cor corrigida de acordo com o corpo de luz padrão CIE C*, que garante condições de luz constantes para a determinação da cor.

Conformidade com as normas

Cada Comparator 3000 está equipado com as cubeta corretas para o comprimento apropriado do caminho prescrito pelo padrão.

Indústria

Indústria Química | Outras Indústrias

Aplicação

Revestimentos

Comparador de colofónia

Um dispositivo de 3 campos para a determinação da cor visual do revestimento, de acordo com a US Naval Stores e a French Bordeaux Resin Scales, por comparação direta com modelos de filtro de vidro colorido.

Dados Técnicos

Applicable Standard ASTM D509

Tipo de Cor Transparent

Portabilidade Benchtop

Texto do Escopo de Entrega

- **Comparador 3000**
- **1 par de vidraças de vidro**
 - XC, XA, WW, N, K, K, H, F, D
 - XB, X, WG, M, I, G, E
- **1 conjunto de cubeta de colofónia**

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germany

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brazil

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.com
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain

Technical changes without notice
Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies