

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Pooltester Brom/pH in Box

Die schnellen Analyse-Helfer am Pool



- Einfache Handhabung
- Futuristisches Design
- RAPID Tabletten lösen sich schnell auf
- Höchste Genauigkeit

Bestell-Nr.: 151604

### Hohe Messgenauigkeit

Ergebnisse werden mit hoher Messgenauigkeit abgebildet. Sie haben schnell Gewissheit und können ggf. gegensteuern.

### Intuitiv

Selbsterklärend ist die Bedienung des Testers. Und wenn Sie doch mal unsicher sind: Ein Blick auf die Verpackung und die intuitiv verständliche Anleitung genügt zur Beseitigung der Unklarheiten.

### Ergonomisch

Der ergonomisch optimierte Deckel sorgt für einen sicheren Griff.

### Industrie

Schwimmbad privat | Schwimmbadservice

### Applikation

Beckenwasserkontrolle

### Pooltester Brom/pH in Box

Der Pooltester ist ein preisgünstiges Gerät zur Bestimmung von Desinfektionsmitteln und des pH-Wertes.

### Messbereich

Test Name	Messbereich
Brom	1,0 - 8,0 mg/L Br <sub>2</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH

## Lieferumfang

- Pooltester in robuster Kunststoffbox
- Reagenztabletten für je 20 Analysen
- Bedienungsanleitung