

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



5in1

Die schnellen Analyse-Helfer am Pool



Kompakt

Der 5-in-1 Multipooltester vereint die fünf wichtigsten Parameter in einem Testkit und erleichtert so dem Anwender die Arbeit spürbar.

Sofort einsatzbereit

Dank dem mitgelieferten Zubehör können Sie den Multipooltester sofort verwenden. **Enthalten sind:** Verschiedene Reagenztabletten, zwei Probenbehälter à 30 ml und 100 ml, ein Rührstab, eine Bürste und die mehrsprachige Anleitung.

- Einfache Handhabung
- Futuristisches Design
- RAPID Tabletten lösen sich schnell auf
- Höchste Genauigkeit

Bestell-Nr.: 151900

Industrie

Schwimmbad privat | Schwimmbadservice

Applikation

Beckenwasserkontrolle | Katastrophenmanagement

5in1

Die wichtigsten Parameter immer im Blick. Verlässliche Ergebnisse und komfortable Handhabung. Der perfekte Begleiter für den privaten Poolbesitzer: Unser 5-in-1 Multipooltester.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Alkalität-m	20 mg/L CaCO ₃
Calciumhärte	20 - 800 mg/L CaCO ₃
Chlor	0,1 - 3,0 mg/L Cl ₂
Cyanursäure	20 - 200 mg/L CyA
pH	6.8 - 8.2 pH

Lieferumfang

- Pooltester Chlor - pH LR in einer robusten Kunststoffbox
- Messgefäß Cyanursäure
- Plastikgefäß mit Deckel (100 ml)
- Plastikgefäß mit Deckel (30 ml)
- Reinigungsbürste
- Rührstab
- je 20 Reagenztabletten DPD No. 1 Rapid, DPD No. 3 Rapid, Phenolred Rapid
- je 10 Reagenztabletten CyA-Test, Alk-Test, CAL-Test
- Bedienungsanleitung

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien