

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Pooltester Biguanide (PHMB)/ Wasserstoffperoxid (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)/pH in Box

Die schnellen Analyse-Helfer am Pool



- Einfache Handhabung
- Futuristisches Design
- RAPID Tabletten lösen sich schnell auf
- Höchste Genauigkeit

Bestell-Nr.: 156100

### Hohe Messgenauigkeit

Ergebnisse werden mit hoher Messgenauigkeit abgebildet.  
Sie haben schnell Gewissheit und können ggf. gegensteuern.

### Intuitiv

Selbsterklärend ist die Bedienung des Testers. Und wenn Sie doch mal unsicher sind:  
Ein Blick auf die Verpackung und die intuitiv verständliche Anleitung genügt zur Beseitigung der Unklarheiten.

### Ergonomisch

Der ergonomisch optimierte Deckel sorgt für einen sicheren Griff.

### Industrie

Schwimmbad privat | Schwimmbadservice

### Applikation

Beckenwasserkontrolle

### Pooltester Biguanide (PHMB)/ Wasserstoffperoxid (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)/pH in Box

Der Pooltester ist ein preisgünstiges Gerät zur Bestimmung von Desinfektionsmitteln und des pH-Wertes.

### Messbereich

Test Name	Messbereich
pH	6.8 - 8.2 pH
PHMB	10 - 100 mg/L PHMB
Wasserstoffperoxid	5 - 50 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>

# Lieferumfang

- Pooltester in robuster Kunststoffbox
- Reagenztabletten für je 20 Analysen
- Bedienungsanleitung

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
verkauf@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Deutschland

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Vereinigtes Königreich

## Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

## Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasilien

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Indien

## Tintometer Spanien

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanien