

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Mini Pooltester Chlor LR/Brom/pH im Minikoffer

Mehrere Parameter gleichzeitig im Blick



- Einfache Handhabung
- Futuristisches Design
- RAPID Tabletten lösen sich schnell auf
- Höchste Genauigkeit

Bestell-Nr.: 157700

Preiswert

Das Pool Test Kit ist die kostengünstige Einstiegsvariante in der Wasseranalytik.

Variabel

Die unterschiedlichen Versionen des Pool Test Kits ermöglichen das Testen verschiedener Parameter. Mögliche Kombinationen sind bspw. Chlor+pH, Brom+pH, Aktivsauerstoff+pH oder Biguanide (PHMB)+pH.

Sofort einsatzbereit

Die Pool Test Kits erhalten Sie inklusive der Reagenztabletten für je 20 Analysen und Betriebsanleitung, alles verpackt in einem handlichen und transparenten Minikoffer. So behalten Sie nicht nur stets den Überblick, sondern haben das Testkit auch jederzeit mit einem Griff zur Hand.

Industrie

NGO | Schifffahrt | Schwimmbad privat | Schwimmbadservice

Applikation

Beckenwasserkontrolle | Katastrophenmanagement

Mini Pooltester Chlor LR/Brom/pH im Minikoffer

Perfekt für den Einstieg in die Wasseranalytik im privaten Umfeld. Messen Sie mehrere Parameter zeitgleich.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Brom	0,2 - 6,8 mg/L Br ₂
Chlor	0,1 - 3,0 mg/L Cl ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Lieferumfang

- Pool Test Kit im Klappblister oder Mini-koffer
- Bedienungsanleitung

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien