

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



TB350 WL

Laborgenaugigkeit trifft auf Tragbarkeit



- Multipath 90° BLAC® mit innovativer Streulichteliminierung
- Höchste Genauigkeit über den gesamten Bereich einschließlich Fast Settling-Modus
- Messbereich: 0,01 - 4.000 NTU
- US EPA Konformität

Bestell-Nr.: 194310

Ideal für Feld- und Umweltuntersuchungen

Sowohl im Labor als auch vor Ort bei der Analyse der Wasserqualität von Trink- oder Abwasser: Das TB350 Trübungsmessgerät liefert die zuverlässigsten Messungen für Proben mit niedrigem bis hohem Messbereich, ohne Abstriche bei der Genauigkeit zu machen, und ist konform mit den geltenden ISO & US EPA-Normen. Ausgestattet mit der Sensortechnologie Multipath 90° BLAC®, ist das optische System mit zwei Detektoren ausgerüstet, um einen Verhältniswert zu liefern, der die üblichen Probleme der Messstabilität ausgleicht.

BLAC®: Je dunkler, desto besser

Unsere Experten haben zwei grundlegende Probleme der Trübungsmessung auf patentierte und noch nie dagewesene Weise gelöst. Die ausgeklügelte Anordnung zweier Detektoren (Multipath 90°) ermöglicht die Analyse von Proben mit geringer und hoher Trübung mit unübertroffener Genauigkeit über den gesamten Messbereich bis zu 4.000 NTU. Der Erfassungswinkel bleibt über den gesamten Bereich bei 90°. Dies garantiert jederzeit konstante Ergebnisse, unabhängig von Größe und Form der trübungsverursachenden Partikel.

Die neue BLAC®-Technologie steht für: **B**ackscattered **L**ight **A**bsorbing **C**avity.

Die lichtabsorbierende Falle eliminiert Streulicht perfekt und liefert höchst exakte Ergebnisse für niedrige Trübungen bis 0,01 NTU.

Touchscreen-Oberfläche & Funktionsanwendung

Die intuitive Benutzeroberfläche mit farbigem Touchscreen erleichtert die Durchführung von Verfahren und die Interpretation von Ergebnissen. Mit den Funktionsanwendungen können Sie zwischen den Einstellungen und der Ausführung der jeweiligen Funktion effizient navigieren. Diese Benutzeroberfläche vermeidet häufige Frustrationen und Fehler, die bei Konkurrenzprodukten auftreten, und garantiert mit animierten Verfahrensschritten einen hervorragenden Bedienkomfort. Es

stehen 3 Modi für die Messung zur Verfügung: Single, Signaldurchschnitt, Fast-Settling.

Datenprotokollierung & USB

Mit der Datenprotokollierung können Sie den Messort, die Identifikation des Bedieners, die Uhrzeit und das Datum zusammen mit der Messung aufzeichnen. Die gespeicherten Daten können über USB auf einen Computer übertragen werden.

Kompetenz in der Trübung

Bei Lovibond® achten wir auf die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Oberflächlich betrachtet, ist die Trübungsanalyse eine einfache Messung. Es gibt jedoch viele Faktoren, die die Genauigkeit der Messwerte oder die Zuverlässigkeit eines Instruments beeinträchtigen können. Wir machen uns Gedanken über die Trübungsmessung, damit Sie es nicht tun müssen. Unser Team von weltweit anerkannten Trübungsexperten arbeitet daran, die Probleme der Anwender bei der Trübungsmessung zu erkennen und zu lösen.

Industrie

Kommunen

Applikation

Abwasserbehandlung | Beckenwasserkontrolle | Trinkwasseraufbereitung

TB350 WL

Das TB350 Trübungsmessgerät ist ideal für Feld- und Umwelttests und liefert die zuverlässigsten Ergebnisse für Proben mit niedrigem

bis hohem Messbereich mit unerreichter Genauigkeit über den gesamten Bereich. Seine neue Multipath 90° BLAC®-Sensortechnologie macht es zum besten Gerät auf dem Markt. Holen Sie sich Laborgenauigkeit als tragbare Lösung.

Wird mit Probenküvetten, Silikonöl und gebrauchsfertigen T-CAL®-Kalibrierstandards im Tragekoffer geliefert.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Trübung	0,01 - 4000 NTU

Technische Daten

Model	Model WM-040-1001 (WL)
Lichtquelle	Weißlicht (LED)
Einhaltung von Vorschriften	EPA zugelassen (alternativ zu US EPA 180.1)
Messprinzip	Nephelometrisch (Multipath 90° BLAC)
Messbereich	0,01 - 4000 NTU (FNU)
Messwertauflösung	Autoranging: 0.01-9.99: 0.01 NTU ; 10.0-99.9: 0.1 NTU ; 100-4000: 1 NTU
Genauigkeit	± 1,8 % vom Messergebnis + Streulicht
Wiederholbarkeit	< 1 % oder ± 0,01 NTU
Streulicht	< 0.014 NTU
Angezeigte Einheit	NTU, FNU, Grad, mg/L Kaolin, mg/L PSL
Reaktionszeit	7 Sekunden
Lesemodi	Single, Signaldurchschnitt, Fast-Settling
Kalibrierungsoptionen	Vollbereichskalibrierung von 0 - 4000 NTU
Detektor	Silizium-Fotodiode
Ratio Modus	Ja
Benötigtes Probenvolumen	10 mL (0,4 oz)
Display	Vollfarbiger Touchscreen
Displaygröße	55 x 95 mm (W x H)
Schnittstellen	USB-A USB-C
Datenlogger	250 Messungen, alle Kalibrierungen, Verifizierungen und Werkwiederherstellungen
Datenübertragungsformat	.csv
Stromsparmodus	Ja
Auto – OFF	Auswählbar
Stromversorgung	4 Batterien (AA) 3 NiMH-Batterienpack (AA) Universell (90 - 240 VAC), über externe Stromversorgung
Umgebungsbedingungen	Temperatur: 0 - 50 °C (32 - 122 °F) Luftfeuchtigkeit: 0 - 90 % bei 30 °C, nicht kondensierend Luftfeuchtigkeit: 0 - 80 % bei 40 °C, nicht kondensierend Luftfeuchtigkeit: 0 - 70% bei 60 °C, nicht kondensierend
Konformität	CE CSA FCC A RoHS TÜV UL WEE
Sprachen Benutzeroberfläche	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch, Niederländisch, Türkisch, Polnisch

Sprachen Kurzanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch, Niederländisch, Türkisch, Russisch
Sprachen Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch, Niederländisch, Türkisch, Russisch
Abmessungen	155 x 83 x 225 mm
Gewicht mit Verpackung	(898 g mit vier AA Alkalibatterien)

Lieferumfang

- TB350 WL im Koffer
- 2 Küvetten mit Deckeln
- 1 Reinigungstuch für Küvetten
- 1 Reinigungsbürste
- Silikonöl, 15 mL
- 4 Batterien (AA)
- 1 T-CAL®-Standard, 5 NTU
- 1 T-CAL®-Standard, 20 NTU
- 1 T-CAL®-Standard, 800 NTU
- 1 T-CAL®-Standard, 2000 NTU
- 1 T-CAL®-Standard, 4000 NTU
- 1 Schraubendreher
- 1 Kurzanleitung
- 1 Test-Zertifikat T-CAL®
- 1 Gewährleistungserklärung

Zubehör

Titel	Bestell-Nr.
Satz Trübungsstandards T-CAL (5, 20, 800, 2000, 4000 NTU)	194152
Silikonöl	194295
Batterien (AA), 4er Set	1950025
Reinigungstuch	197635
Messküvetten mit schwarzem Deckel, Höhe 55 mm, ø 24 mm, 12er Set	197655
Wiederaufladbares Akkupack, Ni-MH	19820-011
USB-C-Kabel 1 m, USB-C auf A	19820-081
Netzteil TB-Serie	19820-170
Bürste, 11 cm Länge	380230
Küvettenständer für 6 Rundküvetten Ø 24 mm	418951
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 125 ml	48012912
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 500 ml	48012950

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien