

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Gesamt-Phosphat Test Kit PO-2

Nachweis im Kessel-, Kühl- und Betriebswasser



- Schnelle quantitative Bestimmung
- Zur Untersuchung von Kessel-, Kühl und Betriebswasser
- Feld- und Laboruntersuchungen möglich
- Wirtschaftlich durch preiswerte Nachfülleinheiten

Bestell-Nr.: 2418523

### Gesamt-Phosphat Test Kit PO-2

Diese Test Kits wurden speziell für die Untersuchung von Kessel-, Kühl- und Brauchwasser entwickelt. Sowohl kolorimetrische als auch titrimetrische Verfahren kommen zum Einsatz. Jedes Test Kit enthält alle notwendigen Chemikalien und Hilfsmittel in flüssiger oder in Pulverform. In der ausführlichen Anleitung ist die Analyse Schritt für Schritt beschrieben.

Die Lieferung erfolgt in einem robusten und kompakten Kunststoffetui. Selbstverständlich stehen für alle Test Kits preiswerte Nachfülleinheiten zur Verfügung.

#### Hinweis gemäß EU-Verordnung 2019/1148

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden. Siehe [https://ec.europa.eu/info/index\\_de](https://ec.europa.eu/info/index_de)

### Messbereich

Test Name	Messbereich
Phosphat (gesamt)	2,5 - 25 mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>