

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Water Safety Kit Combined

Spezielles Testkit für Trinkwasser nicht nur für NGOs



Sie benötigen sichere, schnelle und zuverlässige Testergebnisse in schwierigen Situationen wie bei Katastrophen oder bei der Trinkwasserüberwachung in ländlichen Umgebungen ohne Labore? Sie brauchen sofortige Gewissheit über die Qualität des Trinkwassers, um Gesundheit und Leben zu retten? Nehmen Sie alles in die Hand was sie benötigen und kombinieren Sie mikrobiologische Methoden und einfache chemische Analysemethoden.

Tragen Sie in einer Hand das kleinere Water Safety Kit Chemical und auf dem Rücken im optionalen Rucksack das größere Water Safety Kit Microbiology. Durch die Erhitzungs- und Kühlfunktion unseres DI 20 Petrischalen-Inkubators können Sie verschiedene Bakterienarten vor Ort testen.

- Notfallkoffer für Katastrophensituationen und Wasserüberwachung im Outback
- Ausrüstung für chemische und mikrobiologische Analysen in zwei Koffern
- Erhältlich auch als Duo-Version

Bestell-Nr.: 56K681251

Industrie

Chemische Industrie | Energieversorger | Industrien sonstige | Kommunen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | NGO | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie | Schifffahrt | Schwimmbad öffentlich | Schwimmbad privat | Schwimmbadservice

Applikation

Abwasserbehandlung | Beckenwasserkontrolle | Desinfektionsmittelkontrolle | Kesselwasser | Kühlwasser | Rohwasserbehandlung | Trinkwasseraufbereitung

Water Safety Kit Combined

Kombinieren Sie sowohl die mikrobiologische als auch die physikalisch-chemische Analyse einiger der kritischsten Parameter, um die Eignung von Wasser zum Trinken zu bestimmen. Nehmen Sie die gesamte Ausrüstung überall hin mit, wo Sie ein sofortiges und verlässliches Testergebnis benötigen.

Mit ihren robusten, wasserdichten Koffern sind die Kits leicht zu transportieren. Durch die bebilderten Anleitungen ist auch technisch nicht versiertes Personal in der Lage, sie zu bedienen.

Anwender

Non Profit Organisationen (NGO's) | Medizinische Forschung und Entwicklung | Institute, Universitäten, Schulen | Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Messbereich

Test Name	Messbereich	Chemische Methode
Aerobe Bakterien (TVC)/ Coliformen		
Aerobe Bakterien (TVC)/ E.Coli, Coliformen		
Ammonium T	0,02 - 1 mg/L N	Indophenol Blau
Chlorine T	0,01 - 6,0 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Leitfähigkeit	0 - 20 mS/cm	
Nitrat T	0,08 - 1 mg/L N	Zinkreduktion / NED
pH	0 - 14	
Trübung	0,01 - 1100 NTU	

Lieferumfang

- 1 Koffer Water Safety Kit Microbiology
- 1 Koffer Water Safety Kit Chemical

Titel	Bestell-Nr.
Rucksack für Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Messbecher	56A018501
Membranfiltration	56A023801
Pinzette	56A604201
Membranfiltration	56B000710
D004 TTC/MAC Dipslices (Macconkey)	56B010410
D005 TTC/Chromogenic Dipslices	56B010510
KS3-pH 10 Buffer Solution	56L000365
KS6-pH 4 Buffer Solution	56L000665
KS9-pH 7 Buffer Solution	56L000965
KS16-1413US Conductivity Calibration Solution	56L001665
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Vakuum Handpumpe (35 ml Hub)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Markierungsstift	BI-K14087

Zubehör

Titel	Bestell-Nr.
Stromkabel-Set	136300
Inkubator Batterie, Blei/Säure	192345
Satz Trübungsstandards T-CAL (<0,1, 20, 200, 800 NTU)	194150
Flaschen	363590
Schraubverschlussgefäß mit Löffel und Deckel, 30 ml	366239
Plastikgefäß, graduiert 100 ml, mit Deckel	385130
Plastikgefäß, graduiert 30 ml, mit Deckel	385132
Petrischalen, 10 St.	400855
ValidCheck Chlor 1,5 mg/L	48105510
Rührstab und Pulverlöffel	56A006601

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien