

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Water Safety Kit Combined Duo

Erweitertes Spezial-Testkit für Trinkwasser nicht nur für NGOs



- Notfallkits für Katastrophensituationen und Wasserüberwachung im Outback
- Ausrüstung für chemische und mikrobiologische Analysen in zwei Koffern

Bestell-Nr.: 56K681252

Sie benötigen sichere, schnelle und zuverlässige Testergebnisse in schwierigen Situationen wie bei Katastrophen oder bei der Trinkwasserüberwachung in ländlichen Umgebungen ohne Labore? Sie brauchen sofortige Gewissheit über die Qualität des Trinkwassers, um Gesundheit und Leben zu retten? Nehmen Sie alles in die Hand was sie benötigen und kombinieren Sie mikrobiologische Methoden und einfache chemische Analysemethoden.

Tragen Sie in einer Hand das kleinere Water Safety Kit Chemical und auf dem Rücken im optionalen Rucksack das größere Water Safety Kit Microbiology. Durch die Erhitzungs- und Kühlfunktion unserer DI 20 Petrischalen-Inkubatoren können Sie verschiedene Bakterienarten vor Ort testen - mit beiden Inkubatoren sogar gleichzeitig.

### Industrie

Chemische Industrie | Energieversorger | Industrien sonstige | Kommunen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | NGO | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie | Schifffahrt | Schwimmbad öffentlich | Schwimmbad privat | Schwimmbadservice

### Applikation

Abwasserbehandlung | Beckenwasserkontrolle | Desinfektionsmittelkontrolle | Kesselwasser | Kühlwasser | Rohwasserbehandlung | Trinkwasseraufbereitung

### Water Safety Kit Combined Duo

Kombinieren Sie sowohl die mikrobiologische als auch die physikalisch-chemische Analyse einiger der kritischsten Parameter, um die Eignung von Trinkwasser zu bestimmen. Nehmen Sie die erweiterte Komplettausstattung inklusive 2 Inkubatoren für Bakterientests überall hin mit, wo Sie sofortige und verlässliche Testergebnisse benötigen. Mit ihren robusten, wasserdichten Koffern sind die Kits leicht zu transportieren. Dank der bebilderten Anleitung können auch technisch nicht versierte Personen sie bedienen.

### Anwender

Non Profit Organisationen (NGO's) | Medizinische Forschung und Entwicklung | Institute, Universitäten, Schulen | Weltgesundheitsorganisation (WHO)

## Messbereich

Test Name	Messbereich	Chemische Methode
Aerobe Bakterien (TVC)/ Coliformen		
Aerobe Bakterien (TVC)/ E.Coli, Coliformen		
Ammonium T	0,02 - 1 mg/L N	Indophenol Blau
Chlorine T	0,01 - 6,0 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD
Leitfähigkeit	0 - 20 mS/cm	
Nitrat T	0,08 - 1 mg/L N	Zinkreduktion / NED
pH	0 - 14	
Trübung	0,01 - 1100 NTU	

## Lieferumfang

- 1 Koffer Water Safety Kit Microbiology Duo
- 1 Koffer Water Safety Kit Chemical

## Zubehör

Titel	Bestell-Nr.
Stromkabel-Set	136300
Inkubator Batterie, Blei/Säure	192345
Satz Trübungsstandards T-CAL (<0,1, 20, 200, 800 NTU)	194150
Flaschen	363590
Schraubverschlussgefäß mit Löffel und Deckel, 30 ml	366239
Plastikgefäß, graduert 100 ml, mit Deckel	385130
Plastikgefäß, graduert 30 ml, mit Deckel	385132
Petrischalen, 10 St.	400855
ValidCheck Chlor 1,5 mg/L	48105510
Rührstab und Pulverlöffel	56A006601
Rucksack für Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Messbecher	56A018501
Membranfiltration	56A023801
Pinzette	56A604201
Membranfiltration	56B000710
D004 TTC/MAC Dipslides (Macconkey)	56B010410
D005 TTC/Chromogenic Dipslides	56B010510
KS3-pH 10 Buffer Solution	56L000365
KS6-pH 4 Buffer Solution	56L000665
KS9-pH 7 Buffer Solution	56L000965
KS16-1413US Conductivity Calibration Solution	56L001665
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Vakuum Handpumpe (35 ml Hub)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Markierungsstift	BI-K14087

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
verkauf@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Deutschland

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Vereinigtes Königreich

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

### Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasilien

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Indien

### Tintometer Spanien

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanien