

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Water Safety Kit Microbiology Duo

Mobile mikrobiologische Testausrüstung mit 2 Inkubatoren



Katastrophenlage oder Trinkwasserüberwachung in anspruchsvollen Situationen: Überall brauchen Sie Sicherheit und Verlässlichkeit für Testergebnisse. Das Water Safety Kit Microbiology Duo enthält alle notwendigen Geräte, um die mikrobiologische Analysekomponente für sicheres Trinkwasser vorzunehmen. Durch die Erhitzungs- und Kühlfunktion des DI 20 Inkubators können Sie verschiedene Bakterienarten testen - mit beiden Inkubatoren gleichzeitig! Führen Sie die Filtration mit sterilisierbarer Ausrüstung einschließlich Probensammler, Filterflasche & Vakuumpumpe vor Ort durch - Sterilisationsausrüstung nicht im Lieferumfang enthalten. Mit dem optionalen Rucksack können Sie das Kit überall hin mitnehmen.

- Testen von coliformen und E.coli-Bakterien nach WHO-Standard
- Gleichzeitige Bestimmung verschiedener Bakterienformen mit 2 Inkubatoren
- DI 20 mit Erhitzung und Kühlung als Standard

Bestell-Nr.: 56K681255

Industrie

Industrien sonstige | NGO

Applikation

Trinkwasseraufbereitung

Water Safety Kit Microbiology Duo

In einer Hand oder auf dem Rücken: Dieses Testkit begleitet Sie in jeder Situation mit der kompletten mikrobiologischen Testausrüstung. Bestimmen Sie verschiedene Bakterienarten direkt vor Ort - mit beiden Inkubatoren sogar gleichzeitig! Verschaffen Sie sich Sicherheit über die Qualität des Trinkwassers, auch wenn kein Labor in der Nähe ist. Der Inkubator DI 20 mit seiner einzigartigen Fähigkeit, serienmäßig zu erhitzen und zu kühlen, sorgt für verlässliche Ergebnisse.

Anwender

Non Profit Organisationen (NGO's) | Medizinische Forschung und Entwicklung | Institute, Universitäten, Schulen | Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Technische Daten

Abmessungen 487 x 229 x 386 mm

Gewicht mit Verpackung 18.75 kg

Lieferumfang

- Markierstift
- 2,5" Probensammler
- Filterflasche, 500ml
- Pinzette
- Pumpe, 35ml Hub
- 5 Universalbehälter und Löffel, 30 ml
- DB 513 Schüttelröhrchen mit Deckel, 100 ml
- 150 EZ Pack Filter
- 5 Einwegpipette, 1. 5 ml (EDT222)
- 2 DI 20 Inkubator
- 200 Media Pads und Spender
- Inkubator-Batterie Blei/Säure
- Filtrationsgerät
- 50 Petrischale für DI 20 Inkubator
- Leitungssatz IEC C13, (3-polig)
- Membran Laurylsulfat-Bouillon, 40 g
- Bedienungsanleitung für Water Safety Kit Microbiology
- Bedienungsanleitung für DI 20 Inkubator
- Koffer

Zubehör

Titel	Bestell-Nr.
Stromkabel-Set	136300
Inkubator Batterie, Blei/Säure	192345
Flaschen	363590
Schraubverschlussgefäß mit Löffel und Deckel, 30 ml	366239
Plastikgefäß, graduert 100 ml, mit Deckel	385130
Petrischalen, 10 St.	400855
Rucksack für Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Messbecher	56A018501
Membranfiltration	56A023801
Pinzette	56A604201
Membranfiltration	56B000710
D004 TTC/MAC Dipslides (Macconkey)	56B010410
D005 TTC/Chromogenic Dipslides	56B010510
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Vakuum Handpumpe (35 ml Hub)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Markierungsstift	BI-K14087

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien