

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Alkalische Produkte Tropftest Kit

Analyse eines breiten Spektrums an laugenhaltigen Produkten



- Ideal für mobile Techniker
- Kompaktes & tragbares Design
- Leicht verständliche Anleitungen mit Piktogrammen
- Komplett mit notwendiger Ausstattung

Bestell-Nr.: 56K700140

Die hochwertigen Lovibond® Einzelparameter Tropftest Kits und Reagenzien sind in einer großen Anzahl von parameter-spezifischen Optionen erhältlich, um vielen analytischen Anforderungen gerecht zu werden. Jedes in sich geschlossene Kit ist in einem eigenen robusten Koffer untergebracht und wird komplett mit allen notwendigen Ausstattungsgegenständen wie Anleitung, Reagenzien, Spritze und Testflasche oder Testküvette für 100 Tests geliefert. Die Lovibond®-Tropftestkit-Reihe wurde von der Laborbürettenmethode abgeleitet und ist ein integraler Bestandteil des Analyseprogramms. Die Reagenzien sind einfach anzuwenden und liefern schnell Ergebnisse.

Industrie

Industrien sonstige | Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Applikation

Desinfektionsmittelkontrolle | Lebensmittel und Getränke

Alkalische Produkte Tropftest Kit

Lovibond® bietet ein umfangreiches Sortiment von Einzelparameter Tropftest Kits für individuelle Testanforderungen an. Sie sind für den Einsatz in verschiedenen Wassertestanwendungen geeignet, darunter Trinkwasser, Prozesswasser, Kessel- und Kühlsysteme in der Industrie, Schwimmbadwasser und Abwasseraufbereitung. Tropftests funktionieren durch einen einfachen Farbwechsel und sind von den Methoden der Labor-Bürette abgeleitet.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Alkalität Hoch/ Niedrig	0,025 - 6 % NaOH
Alkalität Hoch/ Niedrig	0,025 - 6 % NaOH
Alkalität Hoch/ Niedrig	0,025 - 6 % NaOH

Lieferumfang

- Plastic case
- Acidity / Alkalinity P Indicator PA1
- Alkalinity Reagent ALK3
- Alkalinity Reagent ALK4
- Alkalinity Indicator MR1
- Alkalinity Dechlorination reagent CL3
- Alkalinity Indicator Screened Methyl Orange
- Syringe plastic, 20 mL
- Titration jar with cap, plastic, 60 mL
- Instruction manual

Zubehör

Titel	Bestell-Nr.
Spritze, Plastik, 20 mL	56A006501
Titrationgefäß mit Deckel, Plastik, 60 mL	56A006701

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien