

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Polyacrylat Tropftest Kit

Analyse des Polyacrylatgehalts für die industrielle Wasseraufbereitung



Die hochwertigen Lovibond® Einzelparameter Tropftest Kits und Reagenzien sind in einer großen Anzahl von parameter-spezifischen Optionen erhältlich, um vielen analytischen Anforderungen gerecht zu werden. Jedes in sich geschlossene Kit ist in einem eigenen robusten Koffer untergebracht und wird komplett mit allen notwendigen Ausrüstungsgegenständen wie Anleitung, Reagenzien, Spritze und Testflasche oder Testküvette für 100 Tests geliefert. Die Lovibond®-Tropftestkit-Reihe wurde von der Laborbürettemethode abgeleitet und ist ein integraler Bestandteil des Analyseprogramms. Die Reagenzien sind einfach anzuwenden und liefern schnell Ergebnisse.

- Ideal für mobile Techniker
- Kompaktes & tragbares Design
- Leicht verständliche Anleitungen mit Piktogrammen
- Komplett mit notwendiger Ausstattung

Bestell-Nr.: 56K700330

### Industrie

Industrien sonstige

### Applikation

Kühlwasser

### Polyacrylat Tropftest Kit

Lovibond® bietet ein umfangreiches Sortiment von Einzelparameter Tropftest Kits für individuelle Testanforderungen an. Sie sind für den Einsatz in verschiedenen Wassertestanwendungen geeignet, darunter Trinkwasser, Prozesswasser, Kessel- und Kühlsysteme in der Industrie, Schwimmbadwasser und Abwasseraufbereitung. Tropftests funktionieren durch einen einfachen Farbwechsel und sind von den Methoden der Labor-Bürette abgeleitet.

### Messbereich

**Test Name**

Polyacrylat

**Messbereich**

0 - 20 mg/L PAA

# Lieferumfang

- Plastic case
- Polyacrylate Buffer A1
- Polyacrylate Precipitant A2
- Polyacrylate Indicator A4
- Polyacrylate HR Titrant A5
- Polyacrylate LR Titrant A6
- Polyacrylate Solvent A3
- Syringe plastic, 20 mL
- Titration jar, glas
- Syringe Filter Holder 25mm
- Filter Papers 25mm 0.45 Micron (50Pk)
- Instruction manual

## Zubehör

Titel	Bestell-Nr.
Spritze, Plastik, 20 mL	56A006501
Titriergefäß, Glas, 50 mL	56A008101
Filterhalter 25 mm	56A009101
Filter Circle 0.45 um, 25 mm	56A020050

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
verkauf@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Deutschland

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Vereinigtes Königreich

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

### Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasilien

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Indien

### Tintometer Spanien

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanien

Technische Änderungen vorbehalten

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies