

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Schneideflüssigkeit Test Kit

Für die optimale Wirksamkeit von Kühlschmierstoffen



- Einzelparameter Test Kits in einer breiten Palette von parameterspezifischen Optionen
- Geeignet für viele analytische Anforderungen
- Komplett mit allen erforderlichen Test-Komponenten
- Ideal für mobile Ingenieure für Wasseraufbereitung und ihre Kunden

Bestell-Nr.: 56K701180

Cutting fluids are required in metal machining to improve tool life, reduce work piece thermal deformation, enhance surface finish and to flush chips from the cutting zone. These fluids degrade with time due to bacterial growth and contamination with tramp oil.

Testing is essential since health risks exist for lathe operators by both fluid contact (dermatitis) and breathing of the mist/vapour (asthma, extrinsic allergic alveolitis and other breathing problems).

Biocidal additives improve the life of the fluid and reduce the hazard to health. On-going monitoring, inspection and maintenance are required in the UK as part of an employer's obligation under Section 2 of the Health and Safety at Work Act 1974. Similar work related mandates are in force across Europe.

Lovibond® test kits measure the key parameters necessary to optimise cutting fluid performance and enable enumeration and safe control of microbiological contamination. The basic kit is supplied with tests for cutting fluid concentration (refractometer), pH, water hardness, Nitrite/Nitrate and dipslides for monitoring microbiological activity. A deluxe version, incorporating the DI 10 dipslide incubator is also available. A uniform incubation temperature for dipslides allows accurate microbiological trend analysis month on month.

Industrie

Industrien sonstige

Applikation

Desinfektionsmittelkontrolle | Kühlwasser

Messbereich

Test Name	Messbereich
Gesamtanzahl / Hefe & Schimmelpilze	
Glykol	% PEG/MEG
Nitrat/Nitrit-Teststreifen	1 - 80 mg/L NO ₂ ⁻
pH	0 - 14
pH-Teststreifen	7 - 14 pH

Lieferumfang

- Plastic case
- SD40 Multi Pocket Tester
- Syringe plastic, 20 mL
- 2 Titration jars with cap, plastic, 60 mL
- Glycol Refractometer
- D003 TTC/RBS Dipslides (Rose Bengal)
- pH Buffer 4
- pH Buffer 7
- pH Buffer 10
- pH Test Strips, pH 7-14, plastic
- Nitrate/Nitrite Test Strips, 10-500/1-80 mg/L
- Instruction manual

Zubehör

Titel	Bestell-Nr.
Spritze, Plastik, 20 mL	56A006501
Titration Gefäß mit Deckel, Plastik, 60 mL	56A006701
D003 TTC/RBS Dipslides (Rose Bengal)	56B010310
KS3-pH 10 Buffer Solution	56L000365
KS6-pH 4 Buffer Solution	56L000665
KS9-pH 7 Buffer Solution	56L000965

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien