

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit de análisis de ácido carbónico CO-2

Determinación de agua de calderas, enfriamiento y procesos industriales.



- Determinación cuantitativa rápida
- Para ensayo de calderas, refrigeración y procesos industriales de agua.
- Adecuado para pruebas de campo y laboratorio.
- Uso rentable debido a paquetes de recarga a precios muy elevados

Referencia No: 2418518

### Kit de análisis de ácido carbónico CO-2

Estos kits de prueba están especialmente desarrollados para probar la caldera, el enfriamiento y el agua de procesos industriales. Hacen uso de técnicas tanto colorimétricas como de titulación. Cada kit de prueba contiene todos los reactivos y productos químicos necesarios en forma líquida o en polvo para realizar las pruebas. Las instrucciones detalladas

Contiene una explicación paso a paso del procedimiento de prueba. Los kits se suministran en una caja de plástico compacta y resistente. Hay paquetes de reactivos de recarga a precios muy competitivos disponibles para todos los kits de prueba.

### Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Ácido carbónico	1 drop = 5 or 2.5 mg/l CO <sub>2</sub>

### Datos técnicos

Medidas	157 x 135 x 55 mm
Peso con embalaje	180 g