

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Kit de análisis de ortofosfato PO-3

Determinación de agua de calderas, enfriamiento y procesos industriales.



- Determinación cuantitativa rápida
- Para ensayo de calderas, refrigeración y procesos industriales de agua.
- Adecuado para pruebas de campo y laboratorio.
- Uso rentable debido a paquetes de recarga a precios muy elevados

Referencia No: 2418544

Kit de análisis de ortofosfato PO-3

Estos kits de prueba están especialmente desarrollados para probar la caldera, el enfriamiento y el agua de procesos industriales. Hacen uso de técnicas tanto colorimétricas como de titulación. Cada kit de prueba contiene todos los reactivos y productos químicos necesarios en forma líquida o en polvo para realizar las pruebas. Las instrucciones detalladas

Contiene una explicación paso a paso del procedimiento de prueba. Los kits se suministran en una caja de plástico compacta y resistente. Hay paquetes de reactivos de recarga a precios muy competitivos disponibles para todos los kits de prueba.

Nota según el reglamento de la UE 2019/1148

Este producto está regulado por el Reglamento (UE) 2019/1148. Todas las transacciones sospechosas, así como las desapariciones y robos significativos deben notificarse al punto de contacto nacional. https://ec.europa.eu/info/index_es

Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Fosfato (ortho)	2.5 - 25 mg/L PO ₄ ³⁻

Datos técnicos

Medidas	157 x 135 x 55 mm
Peso con embalaje	137 g