

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## Water Safety Kit Microbiology

Equipo de ensayo microbiológico móvil para situaciones exigentes



Se necesita certeza y fiabilidad para los resultados de las pruebas en situaciones de emergencia o en zonas sin laboratorios. El Water Safety Kit Microbiology contiene todo el equipo necesario para preformar el componente de análisis microbiológico para un agua potable segura. Gracias a la función de calentamiento y enfriamiento de la incubadora DI 20, puede realizar pruebas de diferentes tipos de bacterias. Puede realizar la filtración con un equipo esterilizable que incluye un muestreador, un matraz de filtración y una bomba de vacío in situ - el equipo de esterilización no está incluido. Una mochila está disponible como una opción para este kit para permitir la facilidad de transporte.

- Prueba de coliformes y bacterias E. coli según las normas de la OMS
- DI 20 con calefacción y refrigeración de serie
- Maqueta disponible como extra opcional

Referencia No: 56K681254

### Industria

ONG | Otras industrias

### Aplicaciones

Tratamiento de aguas potables

### Water Safety Kit Microbiology

En una mano o en la espalda: Este kit de pruebas le acompaña en cualquier situación con el equipo completo de pruebas microbiológicas. Analice diferentes tipos de bacterias directamente in situ - ¡con ambas incubadoras incluso simultáneamente! Asegúrese de la calidad del agua potable en cualquier lugar, incluso cuando no haya ningún laboratorio cerca. El incubador DI 20, con su capacidad única de calentamiento y enfriamiento de serie, garantiza resultados fiables.

### Usuario

Organizaciones sin ánimo de lucro (ONG's) | Investigación y desarrollo médico | Institutos, Universidades, Escuelas | Organización Mundial de la Salud (OMS)

### Datos técnicos

Medidas	487 x 229 x 386 mm
Peso con embalaje	14.75 kg

## Volumen de suministro

- Lápiz marcador
- Balanceador de 2,5" con cuerda
- Frasco filtrante, 500 ml
- Pinzas
- Bomba, carrera de 35 ml
- 5 Contenedor universal y cuchara, 30 ml
- Tubo agitador DB 513 con tapa, 100 ml
- 150 Filtros EZ Pack
- 5 Pipetas desechables, 1.5 ml (EDT222)
- Incubadora DI 20
- 200 Almohadillas para medios y dispensador
- Batería para incubadora de plomo/ácido
- Dispositivo de filtración
- 50 Placas de Petri para incubadora DI 20
- Juego de cables IEC C13, (3 pines)
- Membrana de caldo de sulfato de lauril, 40 g
- Manual de instrucciones del Water Safety Kit Microbiology
- Manual de instrucciones del incubador DI 20
- Caja

## Accesorios

Título	Referencia No
Juego de cables de alimentación	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Frascos	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Recipiente de plástico, graduado 100 ml, con tapa	385130
Placas de Petri, 10 pc.	400855
Mochila para los Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Vaso medidor	56A018501
Filtración por membrana	56A023801
Pinza	56A604201
Filtración por membrana	56B000710
D004 Cultivos laminares TTC/MAC (MacConkey)	56B010410
D005 TTC/cultivos laminares cromogénicos	56B010510
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

---

**Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemania

**The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

**Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

**Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malasia

**Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

**Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Estados Unidos de América

**Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

**Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
España