

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Water Safety Kit Microbiology Duo

Equipo móvil de pruebas microbiológicas con 2 incubadoras



Situación de catástrofe o control del agua potable en situaciones exigentes: Necesita seguridad y fiabilidad en los resultados de las pruebas en cualquier lugar. El Water Safety Kit Microbiology Duo contiene todo el equipo necesario para realizar el componente de análisis microbiológico para la seguridad del agua potable. Gracias a la función de calentamiento y enfriamiento del incubador DI 20, se pueden analizar diferentes tipos de bacterias, ¡con ambos incubadores simultáneamente! Realice la filtración con un equipo esterilizable que incluya el muestreador, el matraz de filtración y la bomba de vacío in situ - equipo de esterilización no incluido. Con la mochila opcional puede llevar el kit a todas partes.

- Pruebas de coliformes y bacterias E. coli según las normas de la OMS
- Pruebas de diferentes formas de bacterias simultáneamente con 2 incubadores
- DI 20 con calefacción y refrigeración de serie

Referencia No: 56K681255

Industria

ONG | Otras industrias

Aplicaciones

Tratamiento de aguas potables

Water Safety Kit Microbiology Duo

En una mano o en la espalda: Este kit de pruebas le acompaña en cualquier situación con el equipo completo de pruebas microbiológicas. Analice diferentes tipos de bacterias directamente in situ - ¡con ambas incubadoras incluso simultáneamente! Asegúrese de la calidad del agua potable en cualquier lugar, incluso cuando no haya ningún laboratorio cerca. El incubador DI 20, con su capacidad única de calentamiento y enfriamiento de serie, garantiza resultados fiables.

<p

Usuario

Organizaciones sin ánimo de lucro (ONG's) | Investigación y desarrollo médico | Institutos, Universidades, Escuelas | Organización Mundial de la Salud (OMS)

Datos técnicos

Medidas 487 x 229 x 386 mm

Peso con embalaje 18.75 kg

Volumen de suministro

- Lápiz marcador
- Balanceador de 2,5" con cuerda
- Frasco filtrante, 500ml
- Pinzas
- Bomba, carrera de 35ml
- 5 Contenedor universal y cuchara, 30 ml
- Tubo agitador DB 513 con tapa, 100 ml
- 150 Filtros EZ Pack
- 5 Pipeta desechable, 1. 5 ml (EDT222)
- 2 Incubadoras DI 20
- 200 Almohadillas de Medio y dispensador
- Batería de la Incubadora Plomo/Ácido
- Dispositivo de Filtración
- 50 Placas de Petri para la Incubadora DI 20
- Juego de cables IEC C13, (3 pines
- Membrana de caldo de sulfato de lauril, 40 g
- Manual de instrucciones del Kit de seguridad del agua para microbiología
- Manual de instrucciones del incubador DI 20
- Caja

Accesorios

Título	Referencia No
Juego de cables de alimentación	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Frascos	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Recipiente de plástico, graduado 100 ml, con tapa	385130
Placas de Petri, 10 pc.	400855
Mochila para los Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Vaso medidor	56A018501
Filtración por membrana	56A023801
Pinza	56A604201
Filtración por membrana	56B000710
D004 Cultivos laminares TTC/MAC (MacConkey)	56B010410
D005 TTC/cultivos laminares cromogénicos	56B010510
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, desposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malasia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
España