

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Cobre-pH-Oxígeno activo

The fast assistants for Pool Testing



- Manipulación sencilla
- Diseño futurista
- Las tabletas RAPID se disuelven rápido
- Máxima precisión

Referencia No: 155235

#### Gran exactitud en la medición

Los valores de cloro (0 - 3,0 mg/l) y de pH (6,8 - 8,2) se reproducen con gran exactitud en la medición. Tendrá toda la seguridad y podrá aplicar correcciones en caso necesario.

#### Intuitivo

El manejo del medidor es muy sencillo. Pero si no está muy seguro: un vistazo al embalaje y a las intuitivas y claras instrucciones bastan para aclarar cualquier duda.

#### Ergonómico

La tapa ergonómica optimizada permite un agarre seguro.

#### Industria

Piscina privada | Servicios para piscinas

#### Aplicaciones

Control de aguas de piscina

#### Cobre-pH-Oxígeno activo

El Pooltester posibilita la medición simultánea del producto para el tratamiento del agua y del valor de pH.

#### Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Cobre	0.1 - 1 mg/l Cu
Oxígeno activo	0 - 10 mg/l O <sub>2</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH

# Volumen de suministroo

- Pooltester en caja de plástico robusta
- Tabletas de reactivo para 20 análisis cada una
- Instrucciones de operación

## **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
Fax: +49 (0)231/94510-30  
sales@tintometer.de  
www.lovibond.com  
Germany

## **Tintometer China**

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@tintometer.us  
www.lovibond.com  
USA

## **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
water.sales@tintometer.com  
www.lovibond.com  
UK

## **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

## **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@tintometer.com  
www.lovibondwater.in  
India

## **Tintometer AG**

Hauptstraße 2  
5212 Hausen AG  
Tel.: +41 (0)56/4422829  
Fax: +41 (0)56/4424121  
info@tintometer.ch  
www.tintometer.ch  
Switzerland

## **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@tintometer.com.br  
www.lovibond.com.br  
Brazil

## **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spain