

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## MINIKIT

User-friendly in all fields



- Manipulación sencilla y dosificación exacta
- Durabilidad mínima de 5 años de las tabletas en papel de aluminio
- Alta precisión de los análisis
- Envío sin problemas

Referencia No: 414350

### Distintos procedimientos de pruebas

Para los MINIKIT hay distintos métodos de pruebas disponibles: seleccione entre el método de prueba manual, el método turbidimétrico, el método por recuento de tabletas o el llamado Speedtest.

### Uso intuitivo

No importa si es un profesional o un lego: con el MINIKIT obtendrá resultados impecables y seguros.

### Larga duración

Los reactivos empleados en los MINIKIT tienen una durabilidad de 5 años. Y lo mejor es que no cuentan con ninguna restricción de transporte.

### Listo para su uso

En el volumen de suministro se incluyen, además del kit de análisis en una caja con tapa, un recipiente de medición, el accesorio necesario y tabletas de reactivo para 30 pruebas aprox.

### Industria

Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéutica | Industria naval | Industria química | Otras industrias

### MINIKIT

Son fáciles de usar y están diseñados para los ámbitos de aplicación más variados de los análisis de agua.

Gracias a los distintos métodos de prueba, los MINIKIT son un socio fiable.

### Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Sulfito, high	20 - 500 mg/l $\text{Na}_2\text{SO}_3$

# Volumen de suministroo

- Kit en caja con tapa
- Tabletas de reactivo para una media de 30 análisis
- Recipiente de medición
- accesorios necesarios
- Instrucciones de operación

## Accesorios

Título	Referencia No
Cepillo, 11 cm longitud	380230
Recipiente de plástico, graduado 100 ml, con tapa	385130
Recipiente de plástico, graduado 30 ml, con tapa	385132

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
Fax: +49 (0)231/94510-30  
sales@tintometer.de  
www.lovibond.com  
Germany

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@tintometer.us  
www.lovibond.com  
USA

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
water.sales@tintometer.com  
www.lovibond.com  
UK

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@tintometer.com  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer AG

Hauptstraße 2  
5212 Hausen AG  
Tel.: +41 (0)56/4422829  
Fax: +41 (0)56/4424121  
info@tintometer.ch  
www.tintometer.ch  
Switzerland

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@tintometer.com.br  
www.lovibond.com.br  
Brazil

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spain