

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Incubadora de cultivos laminares Di 10

Identifying micro organisms and more



La incubadora DI 10 de Lovibond® permite la incubación fiable de cultivos laminares bacteriológicos in situ, en el laboratorio o incluso en el coche.

Las directivas nacionales y europeas contienen indicaciones prácticas para la supervisión, la limpieza, el análisis y también la lucha contra legionelas perjudiciales en sistemas de agua.

Los cultivos laminares son una parte decisiva del programa de análisis y deben emplearse de forma correcta y periódica en el marco de un procedimiento planificado, es decir, semanalmente, para obtener resultados representativos.

El tiempo y la temperatura de incubación deben ser los mismos con cada ejecución de la prueba para que el crecimiento de las bacterias sea controlado y uniforme. De esta forma, los resultados son comparables semana tras semana y los recuentos elevados de bacterias fácilmente verificables. La incubación de los cultivos laminares suele realizarse a 30 °C durante 48 horas, aunque esto puede variar según la aplicación.

En su uso con cultivos laminares, la incubadora DI 10 de Lovibond® permite un control microbiológico eficiente del refrigerante de conformidad con las distintas directivas europeas.

- Diseño robusto
- Con capacidad de hasta 12 cultivos laminares o 10 placas de Petri
- Excepcional estabilidad de temperatura
- Posibilidad de funcionamiento en el coche

Referencia No: 56B000701

Industria

Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéutica | Industria naval | Industria química | Otras industrias

Datos técnicos

Display	1 LCD de 16 bits con retroiluminación
Alimentación eléctrica	12 V 110 V 240 V
Medidas interiores	246 x 162 x 215 mm
Medidas sin encimera	246 x 162 mm
Medidas	246 x 215 x 162 mm
Peso	1.7 kg

Accesorios

Título	Referencia No
Soporte de cultivos laminares	56B000801

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
Fax: +49 (0)231/94510-30
sales@tintometer.de
www.lovibond.com
Germany

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@tintometer.us
www.lovibond.com
USA

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
water.sales@tintometer.com
www.lovibond.com
UK

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@tintometer.com
www.lovibondwater.in
India

Tintometer AG

Hauptstraße 2
5212 Hausen AG
Tel.: +41 (0)56/4422829
Fax: +41 (0)56/4424121
info@tintometer.ch
www.tintometer.ch
Switzerland

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brazil

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain