

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



TB 350 WL turbidimètre portable

La précision du laboratoire rencontre la portabilité



- Multipath 90° BLAC® avec élimination innovante de la lumière diffusée
- La plus haute précision sur toute la gamme, y compris le mode de “fast settling”
- Gamme de mesure : 0,01 - 4000 NTU
- Conformité à la norme US EPA

Code: 194310

Idéal pour les analyses sur le terrain et dans l'environnement

Aussi bien en laboratoire que sur site lors de l'analyse de la qualité de l'eau potable ou des eaux usées : Le turbidimètre TB350 fournit les mesures les plus fiables pour les échantillons de gamme basse à élevée sans sacrifier la précision, conformément aux normes applicables de l'ISO & US EPA. Doté de la technologie de capteur Multipath 90° BLAC®, le système optique est conçu avec des détecteurs doubles pour fournir une lecture de rapport qui atténue les problèmes courants de stabilité des mesures.

BLAC®: Plus c'est sombre, meilleur c'est

Nos experts ont résolu deux problèmes fondamentaux de la mesure de la turbidité d'une manière brevetée et sans précédent. La disposition sophistiquée des détecteurs permet d'analyser des échantillons à faible et à forte turbidité avec une précision inégalée. L'angle de détection reste à 90° sur toute la gamme. Cela garantit des résultats cohérents à tout moment, quelles que soient la taille et la forme des particules à l'origine de la turbidité.

La nouvelle technologie BLAC® signifie : **B**ackscattered **L**ight **A**bsorbing **C**avity

Le absorbant la lumière piège élimine la lumière diffuse parfaitement et permet résultats extrêmement précis pour les turbidités faibles jusqu'à 0,01 NTU.

Touchscreen interface et application des fonctions

Une touchscreen interface intuitive multicolore facilite l'exécution des procédures et l'interprétation des résultats. Grâce aux applications de fonction, vous pouvez naviguer entre les paramètres et exécuter la fonction de manière efficace. Cette interface utilisateur élimine les frustrations et les erreurs courantes rencontrées avec les produits concurrents et garantit un confort d'utilisation exceptionnel avec pro-

cédures animées. Il existe 3 modes de lecture : simple, moyenne du signal, fast-settling.

Data logging & USB

Les fonctions d'enregistrement des données vous permettent de conserver l'emplacement du test, l'identification de l'opérateur, l'heure et la date de la mesure. Les données stockées peuvent être transférées vers un ordinateur via USB.

Compétence en turbidité

Chez Lovibond®, nous sommes attentifs aux petites choses qui font une grande différence. En apparence, l'analyse de la turbidité est une mesure simple. Cependant, de nombreux facteurs peuvent affecter la précision des relevés ou la fiabilité d'un instrument. Nous sommes obsédés par la mesure de la turbidité pour que vous n'ayez pas à le faire. Notre équipe d'experts en turbidité mondialement reconnus s'efforce d'anticiper et de résoudre les problèmes des opérateurs concernant la mesure de la turbidité.

Industrie

Municipalités

Applications

Contrôle de l'eau de la piscine | Traitement de l'eau potable | Traitement des eaux usées

TB 350 WL turbidimètre portable

Idéal pour les tests sur le terrain et les tests environnementaux, le turbidimètre TB350 fournit les mesures les plus fiables pour les échan-

tilions de bas à haut de gamme avec une précision inégalée sur toute la gamme. Sa nouvelle technologie de capteur Multipath 90° BLAC® en fait le meilleur instrument du marché. Obtenez la précision d'un laboratoire comme solution portable.

Fourni prêt à l'emploi avec des cellules d'échantillon, de l'huile de silicone et des étalons de calibration T-CAL® prêts à l'emploi dans un coffret de transport.

Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Turbidity	0.01 - 4000 NTU

Fiche technique

Model	Model WM-040-1001 (WL)
Source lumineuse	LED blanche
Conformité réglementaire	Approuvé par l'EPA (alternative à l'US EPA 180.1)
Principe	Néphélogéométrie (Multipath 90° BLAC)
Gamme de mesure	0,01 - 4000 NTU (FNU)
Résolution	Autoranging: 0.01-9.99: 0.01 NTU ; 10.0-99.9: 0.1 NTU ; 100-4000: 1 NTU
Précision	± 1,8 % de la lecture + lumière parasite
Répétabilité	< 1 % ou ± 0.01 NTU
Lumière diffusée	< 0.014 NTU
Unité affichée	NTU, FNU, degrés, mg/L Kaolin, mg/L PSL
Temps de réaction	7 secondes
Modes de lecture	Célibataire, Signal moy., Fast-Settling
Options d'étalonnage	Étalonnage de la gamme complète de 0 à 4000 NTU
Détecteur	Photodiode en silicium
Mode Ratio	oui
Volume d'échantillon requis	10 mL (0,4 oz)
Display	Écran tactile en couleur
Taille d'affichage	55 x 95 mm (L x H)
Interfaces	USB-A USB-C
Data Logger	250 mesures, tous les étalonnages, les vérifications et les rétablissements d'usine
Format de transfert des données	.csv
Mode économie d'énergie	oui
Auto – OFF	Sélectionnable
Alimentation	4 batteries (AA) 3 NiMH-battery pack (AA) Universal (90 - 240 VAC), via external power supply
Conditions environnementales	Température : 0 - 50 °C (32 - 122 °F) Humidité : 0 - 90 % à 30 °C, sans condensation Humidité : 0 - 80 % à 40 °C, sans condensation Humidité : 0 - 70 % à 60 °C, sans condensation
Conformité	CE CSA FCC A RoHS TÜV UL WEE
Langues interface d'utilisateur	Allemand, Anglais, Français, Espagnol, Portugais, Chinois, Japonais, Néerlandais, Turc, Polonais
Langues Guide de démarrage rapide	Allemand, Anglais, Français, Espagnol, Italien, Portugais, Chinois, Néerlandais, Turc, Russe
Langues Manuel d'utilisateur complet	Allemand, Anglais, Français, Espagnol, Italien, Portugais, Chinois, Néerlandais, Turc, Russe
Dimensions	155 x 83 x 225 mm
Poids avec emballage	(898 g avec quatre piles alcalines AA)

Contenu de livraison

- TB350 WL dans coffret
- 2 cuvettes avec couvercles
- 1 chiffon de nettoyage pour les cuvettes
- 1 brosse de nettoyage
- 1 huile de silicone, 15 mL
- 4 piles (AA)
- 1 T-CAL® étalon, 5 NTU
- 1 T-CAL® étalon, 20 NTU
- 1 T-CAL® étalon, 800 NTU
- 1 T-CAL® étalon, 2 000 NTU
- 1 T-CAL® étalon, 4 000 NTU
- 1 tournevis
- 1 mode d'emploi abrégé
- 1 certificat de test T-CAL®
- 1 Déclaration de garantie

Accessoires

Titre	Code
Lot d'étalons de turbidité T-CAL (5, 20, 800, 2000, 4000 NTU)	194152
Huile de silicone	194295
Piles (AA), lot de 4	1950025
Chiffon de nettoyage	197635
Cuves de mesure à couvercle noir, hauteur 55 mm, ø 24 mm, lot de 12	197655
Pack batterie rechargeable, Ni-MH	19820-011
Câble USB-C 1 m, USB-C vers A	19820-081
Bloc d'alimentation serie TB	19820-170
Brosse, longueur 11 cm	380230
Porte-cuves pour 6 cuves rondes Ø 24 mm	418951
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 125 ml	48012912
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 500 ml	48012950

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne