

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit d'analyse orthophosphate PO-3

Détermination de l'eau de chaudière, de refroidissement et de traitement industriel



- Détermination quantitative rapide
- Pour tester l'eau de chaudière, de refroidissement et de process industriel
- Convient aux tests sur le terrain et en laboratoire
- Utilisation économique en raison des packs de recharge à prix avantageux

Code: 2418544

### Kit d'analyse orthophosphate PO-3

Ces kits de test sont spécialement développés pour tester les eaux de chaudière, de refroidissement et de processus industriels. Ils utilisent à la fois des techniques colorimétriques et titrimétriques. Chaque kit de test contient tous les produits chimiques et réactifs nécessaires sous forme liquide ou en poudre pour effectuer les tests. Les instructions détaillées

contient une explication pas à pas de la procédure de test. Les kits sont fournis dans un boîtier en plastique robuste et compact. Des packs de réactifs de recharge à prix avantageux sont disponibles pour tous les kits de test.

#### Note selon le règlement de l'UE 2019/1148

Ce produit est régi par le règlement (UE) 2019/1148: il convient de signaler toute transaction suspecte, ainsi que les disparitions et les vols importants, au point de contact national compétent. [https://ec.europa.eu/info/index\\_fr](https://ec.europa.eu/info/index_fr)

### Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Phosphate (ortho)	2.5 - 25 mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>

### Fiche technique

Dimensions	157 x 135 x 55 mm
Poids avec emballage	137 g