

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Réactif dureté carbonate

Détermination de l'eau de chaudière, de refroidissement et de traitement industriel



- Détermination quantitative rapide
- Pour tester l'eau de chaudière, de refroidissement et de process industriel
- Convient aux tests sur le terrain et en laboratoire
- Utilisation économique en raison des packs de recharge à prix avantageux

Code: 418564

### Réactif dureté carbonate

L'eau de refroidissement en circulation nécessite des traitements chimiques choisis avec soin. Ceci contribue à minimiser les contaminations microbiologiques, observer les points critiques comme l'échangeur thermique et empêcher la corrosion.

Pour obtenir une efficacité optimale, les traitements doivent respecter des paramètres de contrôle spécifiques, une quantité excessive d'inhibiteur étant aussi dangereuse qu'une dose insuffisante.

### Fiche technique

**Dimensions** 55 x 27 x 96 mm