

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### *Legionella* Field Test Kit

Pour la situation standard dans l'analyse de l'eau



- Conforme aux prescriptions officielles
- Tests quotidiens et mensuels
- Options pour chlore et brome
- Facile à utiliser, résultats exacts

Code: 56B006001

Les légionnelles sont à l'origine de la maladie du légionnaire, une forme de pneumonie qui peut être mortelle. Dans le monde entier, il existe des directives pour lutter contre les légionnelles.

Dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur l'eau potable, des paramètres principaux ont été définis. Ils doivent être testés une fois par semaine et une fois par mois pour réduire au minimum le risque de prolifération dangereuse de légionnelles dans les systèmes d'eau ouverts.

Les kits d'analyse « L8 » Lovibond® de protection contre les légionnelles, comprennent tous les tests recommandés pour la surveillance hebdomadaire et mensuelle.

#### *Legionella* Field Test Kit

The *Legionella* Field Test Kit is the most basic of the Legionella Detection test kits. The test is easy and fast — no reagents or interpretation of results required!

With results in 25 minutes, the test allows for immediate understanding and response to the water conditions. Regular use will increase confidence in your Legionella control procedures and reduce risk of outbreaks and litigation!

Users simply collect a water sample in the provided collection bag, and using the provided exact volume disposable pipet, dispense 100 µL of sample onto the test strip. After the required reaction time, the test line will turn red if results are positive.

**Limit of Detection**  
100,000 CFU/l

**No. of Tests**  
10

#### Contenu de livraison

- 10 Test Strips with Dispensing Pipettes
- 10 Collection bags
- Instructions Manual
- Carrying Case