

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### *Legionella* Risk Assessment Test Kit

Pour la situation standard dans l'analyse de l'eau



- Conforme aux prescriptions officielles
- Tests quotidiens et mensuels
- Options pour chlore et brome
- Facile à utiliser, résultats exacts

Code: 56B006501

Les légionnelles sont à l'origine de la maladie du légionnaire, une forme de pneumonie qui peut être mortelle. Dans le monde entier, il existe des directives pour lutter contre les légionnelles.

Dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur l'eau potable, des paramètres principaux ont été définis. Ils doivent être testés une fois par semaine et une fois par mois pour réduire au minimum le risque de prolifération dangereuse de légionnelles dans les systèmes d'eau ouverts.

Les kits d'analyse « L8 » Lovibond® de protection contre les légionnelles, comprennent tous les tests recommandés pour la surveillance hebdomadaire et mensuelle.

#### *Legionella* Risk Assessment Test Kit

The Enterprise Test Kit offers users a combination of the Swab Test Kit and the System Test Kit.

This version of our test kits is ideal for first time users trying to determine which procedure best fits their processes, or for low-volume users that require both swab and filtration type tests.

With results in as little as 25 minutes, the test allows for immediate understanding and response to the water conditions. Regular use will increase confidence in your *Legionella* control procedures and reduce risk of outbreaks and litigation!

Kit supplies everything required for 4 tests (2x swab test and 2x filtration test).

**Limit of Detection**

100 CFU/l & 200 CFU/l / Swabbed area

**No. of Tests**

4

## Contenu de livraison

- 4 Test Strips with Dispensing Pipettes
- Recovery Buffer
- 2 swabs
- 2 single-use filters
- 2 x 60 ml syringes
- 2 reaction tubes with Recovery Buffer
- Instruction Manual
- Carrying Case

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne