

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Water Safety Kit Microbiology Duo

Équipement de test microbiologique mobile avec 2 incubateurs



- Tester les coliformes et les bactéries E. coli selon les normes de l'OMS
- Tester différentes formes de bactéries simultanément avec 2 incubateurs
- DI 20 avec chauffage et refroidissement en standard

Code: 56K681255

Situation de catastrophe ou surveillance de l'eau potable dans des situations exigeantes : Vous avez besoin de certitude et de fiabilité pour les résultats des tests partout. Le Water Safety Kit Microbiology Duo contient tout l'équipement nécessaire à la réalisation de l'analyse microbiologique de l'eau potable. Grâce à la fonction de chauffage et de refroidissement de l'incubateur DI 20, vous pouvez tester différentes sortes de bactéries - avec les deux incubateurs simultanément ! Effectuez la filtration avec un équipement stérilisable comprenant un échantillonneur, un flacon filtrant et une pompe à vide sur place - équipement de stérilisation non inclus. Avec le sac à dos en option, vous pouvez emporter le kit partout avec vous.

Industrie

Autres industries | NGO

Applications

Traitement de l'eau potable

Water Safety Kit Microbiology Duo

Dans une main ou au dos : Ce kit de test vous accompagne dans toutes les situations avec l'équipement complet de test microbiologique. Testez différentes sortes de bactéries directement sur place - avec les deux incubateurs même simultanément ! Soyez sûr de la qualité de l'eau potable partout, même lorsqu'il n'y a pas de laboratoire à proximité. L'incubateur DI 20, avec sa capacité unique de chauffage et de refroidissement en série, garantit des résultats fiables.

User

Organisations à but non lucratif (ONG) | Recherche et développement médical | Instituts, universités, écoles | Organisation mondiale de la santé (OMS)

Fiche technique

Dimensions	487 x 229 x 386 mm
Poids avec emballage	18.75 kg

Contenu de livraison

- Crayon marqueur
- 2.5" Écope avec corde
- Flacon filtre, 500ml
- Pincettes
- Pompe, 35ml de course
- 5 Récipient universel et cuillère, 30 ml
- DB 513 Tube agitateur avec couvercle, 100 ml
- 150 Filtres EZ Pack
- 5 Pipette jetable, 1. 5 ml (EDT222)
- 2 Incubateur DI 20
- 200 Tampons de milieu et distributeur
- Pile d'incubateur plomb/acide
- Dispositif de filtration
- 50 Boîte de Pétri pour incubateur DI 20
- Set de plomb IEC C13, (3 pin)
- Membrane Bouillon de Sulfate de Laurier, 40 g
- Instruction manual pour le Water Safety Kit Microbiology
- Instruction manual for DI 20 Incubator
- Case

Accessoires

Titre	Code
Kit de câbles d'alimentation	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Flacons	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Tube en plastique, gradué 100 ml, avec couvercle	385130
Boîtes de Pétri, 10 pc.	400855
Sac à dos pour les Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Bécher gradué	56A018501
Filtration à membrane	56A023801
Pincette	56A604201
Filtration à membrane	56B000710
D004 TTC/MAC Dipslices (MacConkey)	56B010410
D005 TTC/Dipslices chromogéniques	56B010510
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne