

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Bandelettes cuivre 0,05-2 mg/l (25 pc)

For fast determination with chemical reaction



- Non dangereux
- Rapide
- Toujours à portée de la main
- Semi-quantitative

Code: 56S000625

### Industrie

Autres industries

### Applications

Eau de refroidissement

### Bandelettes cuivre 0,05-2 mg/l (25 pc)

Les bandelettes réactives délivrent les résultats de manière rapide et propre, sans l'effort imposé par l'utilisation de réactifs ou de pastilles. Faciles à utiliser, immerger et comparer, elles sont une option appréciée pour les applications nécessitant rapidité et simplicité.

### Gamme de mesure

#### Test Name

Bandelettes de test de cuivre

#### Gamme de mesure

0.05 - 2 mg/L Cu