

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Testeur de piscine chlore HR-pH

The fast assistants for Pool Testing



- Facile à manipuler
- Design futuriste
- Les pastilles RAPID se dissolvent rapidement
- Exactitude maximum

Code: 151601

Exactitude élevée des mesures

Le chlore (0 - 3,0 mg/l) et les valeurs du pH (6,8 - 8,2) sont illustrés avec un haut degré d'exactitude. Vous obtenez rapidement les résultats escomptés pour agir en conséquence.

Intuitif

L'utilisation du testeur est explicite. Et en cas de doute : jetez un œil sur l'emballage et les instructions bien compréhensibles pour remédier aux problèmes.

Ergonomique

Le couvercle optimisé en termes d'ergonomie assure la sécurité des prises.

Industrie

Industrie maritime | Piscines domestiques | Services autour des piscines

Applications

Contrôle de l'eau de la piscine | Gestion des catastrophes

Testeur de piscine chlore HR-pH

Le testeur de piscine permet de mesurer simultanément le produit de traitement de l'eau et le pH.

Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Chlore	0.5 - 6.0 mg/l Cl ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Contenu de livraison

- Testeur de piscine présenté dans une boîte plastique solide
- Pastilles de réactif pour 20 analyses de chaque type
- Mode d'emploi

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
Fax: +49 (0)231/94510-30
sales@tintometer.de
www.lovibond.com
Germany

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@tintometer.us
www.lovibond.com
USA

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
water.sales@tintometer.com
www.lovibond.com
UK

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@tintometer.com
www.lovibondwater.in
India

Tintometer AG

Hauptstraße 2
5212 Hausen AG
Tel.: +41 (0)56/4422829
Fax: +41 (0)56/4424121
info@tintometer.ch
www.tintometer.ch
Switzerland

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brazil

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain