

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



PD 250 Set 1 - Cloro libero

Dosaggio preciso e riproducibile dei reagenti in polvere



- Determinazione del cloro secondo la norma ISO 7393-2:2017 (libero + totale)
- 250 test
- 5 anni di durata di conservazione sul reagente (con fiala sigillata)
- Funzionamento semplice

N. ordine: 194900

Industria

Altre industrie | Comuni | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Navigazione

PD 250 Set 1 - Cloro libero

Il dosatore di polveri è il dispositivo ideale per il dosaggio controllato dei reagenti in polvere per la determinazione del cloro. L'esatta quantità di reagente necessaria per un campione di 10 ml esce dal dosatore ad ogni getto di polvere. Il dosatore di polveri rappresenta pertanto un'alternativa alle collaudate Powder Pack. Il PD 250 consente di risparmiare molto tempo, soprattutto per le analisi in serie, evitando al tempo stesso sprechi di imballaggio.

Il reagente è contenuto in fiale di vetro sigillate. Un riempimento è sufficiente per 250 test. La sigillatura consente una durata di conservazione fino a 5 anni. Tuttavia, una fiala aperta dovrebbe essere usata entro 6 mesi. Le fiale sono molto facili e veloci da sostituire. Il design ergonomico del dosatore consente anche una pulizia accurata.

Fornitura

- 1 dosatore di polveri "Free Chlorine"
- 1 fiala reagente "Free Chlorine"
- 1 manicotto di tenuta
- Istruzioni per l'uso

Accessori

Titolo	N. ordine
Cloro libero, 10 ml	530140
VARIO Cloro libero, 10 ml	530145
Cloro libero+totale, 10 ml	530160
VARIO Cloro libero+totale, 10 ml	530165