

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Kit di analisi dell'ortofosfato PO-3

Rilevamento in acqua di caldaia, acqua di raffreddamento e acqua di servizio



- Rapida determinazione quantitativa
- Per il controllo dell'acqua di caldaia, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua di servizio
- Possibilità di prove sul campo e in laboratorio
- Economico grazie alle unità di ricarica economiche

N. ordine: 2418544

Kit di analisi dell'ortofosfato PO-3

Questi kit di prova sono stati sviluppati appositamente per l'analisi dell'acqua delle caldaie, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua di servizio. Vengono utilizzati sia metodi colorimetrici che titrimetrici. Ogni kit di prova contiene tutte le sostanze chimiche e ausiliarie necessarie in forma liquida o in polvere. Le istruzioni dettagliate descrivono passo dopo passo l'analisi.

I kit vengono consegnati in una robusta e compatta valigetta di plastica. Naturalmente, per tutti i kit di analisi sono disponibili reagenti di ricarica a basso costo.

Nota secondo il regolamento UE 2019/1148

Questo prodotto è disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1148: tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente. https://ec.europa.eu/info/index_it

Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Phosphate (ortho)	2.5 - 25 mg/L PO ₄ ³⁻

Dati tecnici

Dimensioni	157 x 135 x 55 mm
Peso con imballaggio	137 g