

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



MINIKIT AF 416

Test rapidi versatili per un'ampia gamma di applicazioni



- Facilità d'uso e dosaggio preciso
- Durata minima di conservazione di 5 anni su pastiglie in foglio di alluminio
- Elevata precisione analitica
- Spedizione senza problemi

N. ordine: 414160

Vari metodi di prova

Per i MINIKIT sono disponibili diverse procedure di prova: Scegliere tra le procedure di test manuali, la procedura di torbidità o di conteggio delle pastiglie o il cosiddetto test di velocità.

Uso intuitivo

Che sia professionale o amatoriale: con il MINIKIT tutti ottengono risultati sicuri e senza errori.

Lunga durata di conservazione

I reagenti utilizzati nei MINIKIT hanno una durata di conservazione di 5 anni. E, soprattutto, non sono soggetti ad alcuna restrizione di trasporto.

Direttamente utilizzabile

Oltre al kit di analisi in una scatola pieghevole, la fornitura comprende anche un contenitore di misurazione, gli accessori necessari e i reagenti in pastiglie per circa 30 test.

Industria

Altre industrie | Comuni | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Manutenzione piscine | Navigazione | ONG | Piscina-pubblica

MINIKIT AF 416

Sono facili da usare e adatti per una vasta gamma di applicazioni di analisi dell'acqua.

Grazie a diverse procedure di prova, i MINIKIT sono prima di tutto un compagno affidabile.

Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Durezza, calcium	10 - 500 mg/L CaCO ₃

Fornitura

- Kit in scatola pieghevole
- Reagenti in pastiglie per una media di 30 test
- Recipiente di misura
- accessori necessari
- Istruzioni per l'uso

Accessori

Titolo	N. ordine
Spazzola, lunghezza 11 cm	380230
Contenitore di plastica, graduato 100 ml, con coperchio	385130

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna