

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Reagente durezza carbonatica

Rilevamento in acqua di caldaia, acqua di raffreddamento e acqua di servizio



- Rapida determinazione quantitativa
- Per il controllo dell'acqua di caldaia, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua di servizio
- Possibilità di prove sul campo e in laboratorio
- Economico grazie alle unità di ricarica economiche

N. ordine: 418564

Reagente durezza carbonatica

La circolazione dell'acqua di raffreddamento richiede trattamenti chimici accuratamente selezionati. Questo contribuisce a ridurre al minimo la contaminazione microbiologica, ad osservare elementi critici come gli scambiatori di calore e a impedire la corrosione.

Per essere più efficaci, i trattamenti devono essere mantenuti entro specifici parametri di controllo, in quanto un inibitore in eccesso può essere dannoso quanto un inibitore a basse dosi.

Dati tecnici

Dimensioni 55 x 27 x 96 mm