

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionella Field Test Kit

Il test della *legionella* più veloce del mondo



La *legionella* è la causa scatenante della malattia del legionario, una forma di polmonite potenzialmente mortale. In tutto il mondo esistono linee guida per la lotta contro la *legionella*.

Nell'ambito della revisione dell'ordinanza sull'acqua potabile sono stati definiti i parametri principali che devono essere verificati settimanalmente e mensilmente per ridurre al minimo il rischio di proliferazione della *legionella* su scala dannosa negli impianti idrici aperti.

I kit di analisi Lovibond® "L8" per la protezione contro la *legionella* includono tutti i test consigliati per il monitoraggio settimanale e mensile.

- Veloce, facile e preciso
- Risultati in soli 25 minuti!
- Conferma l'efficacia dei protocolli di prevenzione e trattamento della *legionella*
- Disponibili kit di analisi per il rilevamento della *Legionella* sia a base d'acqua che biofilm

N. ordine: 56B006001

Legionella Field Test Kit

Il kit di analisi della *legionella* è il kit più elementare per l'analisi della legionella. Il test è semplice e veloce, e non richiede reagenti o interpretazioni dei risultati!

Con risultati in 25 minuti, il test fornisce una comprensione immediata e una risposta alle condizioni dell'acqua. L'uso regolare aumenta la fiducia nelle procedure di controllo della legionella e riduce il rischio di epidemie e contenziosi!

Gli utenti raccolgono semplicemente un campione d'acqua nell'apposito sacchetto di raccolta e collocano 100 µl di campione sulle strisce reattive con la pipetta monouso in dotazione. Dopo il tempo di reazione richiesto, la linea di prova diventa rossa se i risultati sono positivi.

Limite di rilevamento
100,000 CFU/l

No. di test
10

Fornitura

- 10 strisce reattive con pipette di dosaggio
- 10 sacchetti di raccolta
- Istruzioni per l'uso
- Valigetta