

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionella Single Syringe EU Test Kit

Il test della *legionella* più veloce del mondo



La *legionella* è la causa scatenante della malattia del legionario, una forma di polmonite potenzialmente mortale. In tutto il mondo esistono linee guida per la lotta contro la *legionella*.

Nell'ambito della revisione dell'ordinanza sull'acqua potabile sono stati definiti i parametri principali che devono essere verificati settimanalmente e mensilmente per ridurre al minimo il rischio di proliferazione della *legionella* su scala dannosa negli impianti idrici aperti.

I kit di analisi Lovibond® "L8" per la protezione contro la *legionella* includono tutti i test consigliati per il monitoraggio settimanale e mensile.

- Veloce, facile e preciso
- Risultati in soli 25 minuti!
- Conferma l'efficacia dei protocolli di prevenzione e trattamento della *legionella*
- Disponibili kit di analisi per il rilevamento della *Legionella* sia a base d'acqua che biofilm

N. ordine: 56B006105

Legionella Single Syringe EU Test Kit

Il Single Test Kit viene utilizzato per rilevare la *legionella* in un campione d'acqua; è ideale per gli utenti che necessitano di una maggiore precisione di analisi di un campione filtrato.

Con risultati in 30-35 minuti, il test fornisce una comprensione immediata e una risposta alle condizioni dell'acqua. L'uso regolare aumenta la fiducia nelle procedure di controllo della *legionella* e riduce il rischio di epidemie e contenziosi!

Il kit fornisce tutto il necessario per un test.

Limite di rilevamento

1,000 / 10,000 CFU/l

No. di test

1

Fornitura

- 1 striscia reattiva con pipetta di dosaggio
- Siringa tampone di recupero
- Vetro di raccolta del campione
- Filtro monouso
- Siringa da 60 ml
- Scala di valutazione
- Istruzioni per l'uso

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna