

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Legionella Swab Test Kit

Il test della *legionella* più veloce del mondo



La *legionella* è la causa scatenante della malattia del legionario, una forma di polmonite potenzialmente mortale. In tutto il mondo esistono linee guida per la lotta contro la *legionella*.

Nell'ambito della revisione dell'ordinanza sull'acqua potabile sono stati definiti i parametri principali che devono essere verificati settimanalmente e mensilmente per ridurre al minimo il rischio di proliferazione della *legionella* su scala dannosa negli impianti idrici aperti.

I kit di analisi Lovibond® "L8" per la protezione contro la *legionella* includono tutti i test consigliati per il monitoraggio settimanale e mensile.

- Veloce, facile e preciso
- Risultati in soli 25 minuti!
- Conferma l'efficacia dei protocolli di prevenzione e trattamento della *legionella*
- Disponibili kit di analisi per il rilevamento della *Legionella* sia a base d'acqua che biofilm

N. ordine: 56B006401

### Legionella Swab Test Kit

All'interno di un sistema idrico, la *legionella* cresce normalmente all'interno di biofilm (melma) situati all'interno di tubi, soffioni doccia, imballaggi di torri di raffreddamento o serbatoi d'acqua. I batteri presenti nella fase plancton (cioè sospesi nell'acqua stessa) sono solitamente un indicatore della colonizzazione del biofilm.

Poiché un campione di acqua pulita non è equivalente ad un sistema pulito (la propagazione della *legionella* in un biofilm è maggiore che nell'acqua), questo kit può essere utilizzato per determinare la contaminazione in un sistema o la purezza di un'area dopo una pulizia mirata.

Utilizzate questo kit per trovare la *legionella* nella vostra zona di riproduzione - questo test molto selettivo può anche rilevare la *legionella* in campioni con una flora di fondo molto alta. Con risultati in circa 25 minuti, il test fornisce una comprensione immediata e una risposta alle condizioni del sistema idrico. L'uso regolare aumenta la fiducia nelle procedure di controllo della *legionella* e riduce il rischio di epidemie e contenziosi!

**Limite di rilevamento**  
200 CFU/l / Swabbed area

**No. di test**  
5

# Fornitura

- 5 strisce reattive con pipette di dosaggio
- 5 tamponi
- Tampone di recupero
- 5 recipienti di reazione
- Istruzioni per l'uso
- Valigetta

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna