

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## Water Safety Kit Combined Duo

Kit di test speciali estesi per l'acqua potabile non solo per le ONG



- Kit di risposta alle emergenze per situazioni di disastro e monitoraggio dell'acqua in outback
- Attrezzatura per analisi chimiche e microbiologiche in due casi

N. ordine: 56K681252

Hai bisogno di risultati di test sicuri, veloci e affidabili in situazioni difficili come disastri o monitoraggio dell'acqua potabile in ambienti rurali senza laboratori? Hai la certezza immediata della qualità dell'acqua potabile per salvare la salute e la vita? Porta con te tutto ciò di cui hai bisogno e combina metodi microbiologici e semplici metodi chimici di analisi.

Prendi il più piccolo Water Safety Kit Chemical in una mano e il più grande Water Safety Kit Microbiology sulla schiena nello zaino opzionale. Sei in grado di testare diversi tipi di batteri sul posto grazie alla funzione di riscaldamento e raffreddamento della nostra incubatrice DI 20 petri

### Industria

Altre industrie | Comuni | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Manutenzione piscine | Navigazione | ONG | Piscina privata | Piscina pubblica

### Applicazione

Acqua di caldaia | Acqua di raffreddamento | Controllo acqua in vasca | Controllo disinfettante | Trattamento acqua di scarico | Trattamento acqua non depurata | Trattamento acqua potabile

### Water Safety Kit Combined Duo

Combina l'analisi microbiologica e fisico-chimica di alcuni dei parametri più critici per determinare l'idoneità dell'acqua a essere bevuta. Porta tutta l'attrezzatura con te ovunque tu abbia bisogno di un risultato di test immediato e affidabile.

Con le loro custodie robuste e impermeabili, i kit sono facili da trasportare. Con le istruzioni illustrate, anche il personale non tecnico sarà in grado di usarli.

### Utenti

Organizzazioni senza scopo di lucro (ONG) | Ricerca e sviluppo medico | Istituti, università, scuole | Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

## Campo di misura

| Test Name                                 | Campo di misura                               | Metodo chimico           |
|---|---|--------------------------|
| Ammonio T                                 | 0.02 - 1 mg/L N                               | Blu di indofenolo        |
| Batteri aerobici (TVC)/ coliformi         |   |                          |
| Batteri aerobici (TVC)/ E.Coli, coliformi |   |                          |
| Chlorine T                                | 0.01 - 6.0 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup> | DPD                      |
| Conducibilità                             | 0 - 20 mS/cm                                  |                          |
| Nitrato T                                 | 0.08 - 1 mg/L N                               | Riduzione di zinco / NED |
| pH  | 0 - 14  |                          |
| Turbidity                                 | 0.01 - 1100 NTU                               |                          |

## Fornitura

- 1 caso Water Safety Kit Microbiology Duo
- 1 caso Water Safety Kit Chemical

## Accessori

| Titolo  | N. ordine |
|---|-----------|
| Set di cavi di alimentazione                            | 136300    |
| Incubator Battery, Lead/Acid                            | 192345    |
| Satz Trübungsstandards T-CAL (<0,1, 20, 200, 800 NTU)   | 194150    |
| Bottiglie   | 363590    |
| Universal container with spoon and lid, 30 ml           | 366239    |
| Contenitore di plastica, graduato 100 ml, con coperchio | 385130    |
| Contenitore di plastica, graduato 30 ml, con coperchio  | 385132    |
| Capsule di Petri, 10 pz.                                | 400855    |
| ValidCheck Cloro 1,5 mg/l                               | 48105510  |
| Asta di agitazione e cucchiaino per la polvere          | 56A006601 |
| Backpack per i Water Safety Kits.                       | 56A01400  |
| Media Pads and Dispenser (Pack of 200)                  | 56A016330 |
| Misurino  | 56A018501 |
| Filtrazione a membrana                                  | 56A023801 |
| Pinzette  | 56A604201 |
| Filtrazione a membrana                                  | 56B000710 |
| D004 Dipslide TTC/MAC (Macconkey)                       | 56B010410 |
| D005 Dipslide TTC/Cromogenici                           | 56B010510 |
| KS3-pH 10 Soluzione tampone 65 ml                       | 56L000365 |
| KS6-pH 4 Soluzione tampone 65 ml                        | 56L000665 |
| KS9-pH 7 Soluzione tampone 65 ml                        | 56L000965 |
| KS16-1413US Soluzione di conducibilità standard         | 56L001665 |
| Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.                | 56P069740 |
| Pump (35 ml stroke)                                     | 56X610301 |
| Pipette, disposable, 1.5 ml                             | BI-K10060 |
| Marker Pen  | BI-K14087 |

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna