

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Water Safety Kit Microbiology Duo

Apparecchiatura mobile per test microbiologici con 2 incubatori



- Testare i coliformi e i batteri E. coli secondo gli standard dell'OMS
- Testare diverse forme di batteri simultaneamente con 2 incubatori
- DI 20 con riscaldamento e raffreddamento di serie

N. ordine: 56K681255

Situazione di disastro o monitoraggio dell'acqua potabile in situazioni impegnative: Avete bisogno di certezza e affidabilità per i risultati dei test ovunque. Il Water Safety Kit Microbiology Duo contiene tutta l'attrezzatura necessaria per eseguire l'analisi microbiologica per la sicurezza dell'acqua potabile. Grazie alla funzione di riscaldamento e raffreddamento dell'incubatore DI 20 potete testare diversi tipi di batteri - con entrambi gli incubatori contemporaneamente! Eseguite la filtrazione con l'attrezzatura sterilizzabile che include il campionatore, il pallone filtrante e la pompa a vuoto sul posto - l'attrezzatura per la sterilizzazione non è inclusa. Con lo zaino opzionale puoi portare il kit ovunque con te.

#### Industria

Altre industrie | ONG

#### Applicazione

Trattamento acqua potabile

#### Water Safety Kit Microbiology Duo

In una mano o sulla schiena: Questo kit di test ti accompagna in ogni situazione con l'attrezzatura completa per i test microbiologici. Testate diversi tipi di batteri direttamente sul posto - con entrambi gli incubatori anche contemporaneamente! Siate sicuri della qualità dell'acqua potabile ovunque, anche quando non c'è un laboratorio nelle vicinanze. L'incubatore DI 20, con la sua capacità unica di riscaldare e raffreddare come standard, assicura risultati reali.

#### Utente

Organizzazioni non profit (ONG) | Ricerca e sviluppo medico | Istituti, Università, Scuole | Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

#### Dati tecnici

<b>Dimensioni</b>	487 x 229 x 386 mm
<b>Peso con imballaggio</b>	18.75 kg

## Fornitura

- Penna marcatrice
- 2.5" Raccogliatore di campioni
- Filtro per pallone, 500ml
- Pinzette
- Pompa, corsa 35ml
- 5 Contenitore universale e cucchiaio, 30 ml
- DB 513 Tubo agitatore con coperchio, 100 ml
- 150 Filtri EZ Pack
- 5 Pipette monouso, 1.5 ml (EDT222)
- 2 Incubatore DI 20
- 200 Media Pad e dispenser
- Batteria incubatore Piombo/Acido
- Dispositivo di filtrazione
- 50 Piastra Petri per Incubatore DI 20
- Set di cavi IEC C13, (3 pin
- Membrana Brodo di Solfato di Laurile, 40 g
- Manuale d'istruzione per Water Safety Kit Microbiology
- Manuale d'istruzione per Incubatore DI 20
- Custodia

## Accessori

Titolo	N. ordine
Set di cavi di alimentazione	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Bottiglie	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Contenitore di plastica, graduato 100 ml, con coperchio	385130
Capsule di Petri, 10 pz.	400855
Backpack per i Water Safety Kits.	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Misurino	56A018501
Filtrazione a membrana	56A023801
Pinzette	56A604201
Filtrazione a membrana	56B000710
D004 Dipslide TTC/MAC (Macconkey)	56B010410
D005 Dipslide TTC/Cromogenici	56B010510
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna