


# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Strisce indicatrici HR cloro

For fast determination with chemical reaction



- Senza pericoli
- Veloce
- Sempre a portata di mano
- Semi-quantitativa

N. ordine: 56S000190

### Industria

Altre industrie

### Applicazione

Controllo disinfettante

### Strisce indicatrici HR cloro

I risultati delle strisce reattive forniscono risultati rapidi e puliti senza dover utilizzare reagenti o pastiglie. Grazie alla loro facilità d'uso, immersione e confronto, sono un'opzione apprezzata per applicazioni in cui la velocità e la semplicità sono fondamentali.

### Campo di misura

Test Name

Cloro

Campo di misura

10 - 200 mg/L Cl<sub>2</sub>